



Preise gültig vom 1. April bis 30. Juni 2018

Memmert Frühjahrsaktion!

memmert
Experts in Thermostatics



CO₂-Inkubatoren ICOmed

Die neuen Begasungsbrutschränke mit dem einzigartigen Control-COCKPIT mit TwinDISPLAY. Einfach immer sicher. Bei Sicherheit und Bedienerfreundlichkeit punktet der hochmoderne CO₂-Brutschrank ICOmed in allen Belangen: Bediendisplay, Protokollierung und CO₂-Regelung bleiben dank batteriegepuffertem ControlCOCKPIT bei Stromausfall voll funktionstüchtig, alle Parameter werden FDA-konform protokolliert. Bei Überschreiten individuell einstellbarer Korridore für CO₂, O₂, Temperatur und Feuchte können zusätzlich zum Gerätealarm Meldungen an ein Mobiltelefon gesandt werden. Der Innenraum hat abgerundete Ecken für leichte Reinigung und kann inklusive aller Sensoren 60 Minuten bei 180 °C sterilisiert werden.

Zubehör auf Anfrage.

Spezifikationen

- + Arbeitstemperaturbereich: 5 °C über Raumtemperatur bis +50 °C (hinterlegtes Sterilisationsprogramm: 60 Minuten bei 180 °C)
- + Einstelltemperaturbereich: +18 °C bis +50 °C
- + Einstellgenauigkeit Temperatur: 0,1 °C
- + Feuchtebegrenzung durch Peltier-Element: begrenzt bei gefüllter und eingeschobener Wasserschale den Wert der relativen Feuchte im Innenraum auf 93% rh +/- 2,5%
- + Einstellbereich aktive Feuchteregelung: 40 bis 97% rh und rh-Off
- + Einstellgenauigkeit Feuchte: 0,5% rh
- + CO₂-Einstellbereich: 0 bis 20%
- + O₂-Einstellbereich: 1 bis 20%
- + Einstellgenauigkeit CO₂: 0,1%
- + Einstellgenauigkeit O₂: 0,1%
- + Spannung: 230 V, 50/60 Hz (115 V, 50/60 Hz ohne Aufpreis)

Bis zu 35% Rabatt

28% Rabatt auf den ausgewiesenen Listenpreis,
plus 1 Jahr Garantieverlängerung kostenlos!

Typ	Innenraumvol. l	Abmessungen innen ¹ (B x T x H) mm	Abmessungen außen ² (B x T x H) mm	Auflagerippen / Edelstahl-Gitterroste	Leistung W	Gewicht kg	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE EUR	Jetzt EUR
ICO50med	56	400 x 330 x 425	559 x 521 x 791	5/1	1.000	55	1	6.283 118	4.025,00	2.898,00
ICO105med	107	560 x 400 x 480	719 x 591 x 846	6/2	1.500	75	1	6.283 119	4.738,00	3.411,00
ICO150med	156	560 x 400 x 700	719 x 591 x 1.066	10/2	2.000	90	1	6.283 120	5.920,00	4.262,00
ICO240med	241	600 x 500 x 810	759 x 691 x 1.176	12/2	2.000	110	1	6.283 121	7.235,00	5.209,00

¹ Tiefe abzüglich 35 mm für Lüfter ² Tiefe ohne Türgriff (Tiefe des Türgriffs 56 mm), Höhe variiert durch verstellbare FüÙe