

Sonderpreis-Aktion – befristet bis 30. September 2017.
BRAND® Filterspitzen in der TipBox



Filterspitzen Happy Hour

Mit der Reinraum-Qualität unserer Spitzen sparen Sie sich Kontaminationsprobleme, mit unserer **2 für 1-Aktion** sparen Sie Geld.

BRAND Filterspitzen

- Qualität aus dem Reinraum für kontaminationsfreie Analysen
- Perfekter Sitz bei der Transferpette® und vielen anderen Pipetten
- Die richtige Spitze für Ihre Anforderungen
- Graduierung zur schnellen Volumenkontrolle
- Autoklavierbar bei 121 °C (2 bar), nach DIN EN 285

Zertifizierte BIO-CERT® -Qualität

- BIO-CERT® Produkte sind steril, frei von DNA, RNasen, Endotoxinen und ATP.**
 - Alle BIO-CERT® Produkte werden mit einem ausführlichen Zertifikat ausgeliefert.
- ** Sämtliche palettierten Filterspitzen bis 1000 µl sind frei von DNA (<40 fg), RNase (<8,6 fg), Endotoxinen (<1 pg) und ATP (<1 fg).

Sparen Sie
50%*

Sonderpreis-Aktion

* Bezogen auf unverb. Preisempfehlung.
Details finden Sie auf der Rückseite.

BRAND. For lab. For life.



JETZT!

Aktionsangebot BRAND Filterspitzen in der TipBox

Befristet bis 30.09.2017

Adresse:

Fachhändler:




Tel./Fax:

E-Mail:

Sparen Sie 50%*

Kaufen Sie ein Aktionspaket mit 20 TipBoxen zum Preis von 10 Boxen und sparen Sie 50%. Das Aktionspaket enthält 1920 Spitzen. Holen Sie sich jetzt Ihr Aktionspaket – einfach das Formular ausfüllen und an uns zurücksenden.



Pipetten- und Filterspitzen von BRAND sind getestet für BRAND und für die meisten Pipettenmodelle von GILSON®, Thermo Fisher Scientific FINNPIPETTE®, Eppendorf® und BIOHIT®/sartorius®. Unter www.brand.de/compatibility finden Sie die komplette Kompatibilitätsliste.

Weitere Informationen zu Pipetten und Pipettenspitzen unter www.brand.de.



Ja, ich möchte an der Aktion teilnehmen und bestelle zum Aktionspreis:

Aktions-Best.-Nr.	Beschreibung	Anzahl Spitzen	Anzahl Pakete	Aktionspreis €*	Gesamtpreis €*
6.272 101	TipBox, BIO-CERT® 0,1 - 1 µl	1920		103,50	
6.272 102	TipBox, BIO-CERT® 0,5 - 10 µl	1920		96,70	
6.272 103	TipBox, BIO-CERT® 1 - 20 µl	1920		96,70	
6.272 104	TipBox, BIO-CERT® 2 - 20 µl	1920		83,45	
6.272 105	TipBox, BIO-CERT® 5 - 100 µl	1920		85,55	
6.272 106	TipBox, BIO-CERT® 5 - 200 µl	1920		85,55	
6.272 107	TipBox, BIO-CERT® 50 - 1000 µl	1920		101,00	

Summe:

Datum

Unterschrift

E-Mail

* Alle Preise unverb. Preisempfehlung zzgl. MwSt. Ersparnis in Prozent gegenüber BRAND Preisliste 2017.

Ihre Bestellung wird über den Fachhandel ausgeliefert.

BRAND®, Transferpette®, BIO-CERT®, BRAND. For lab. For life.® sowie das abgebildete Wort-Bild-Zeichen sind Marken der BRAND GMBH + CO KG, Deutschland. In dieser Druckschrift genannte Fremdd Marken werden lediglich zu Referenzzwecken wiedergegeben und sind Eigentum ihrer Inhaber.

Technische Änderungen, Irrtum und Druckfehler vorbehalten.

FAUST

Faust Lab Science GmbH

Fabrikstr. 17 | 79771 Klettgau | Tel: 0 77 42/92 88 350

E-Mail: info@faustlabscience.de | Web: www.f Faustlabscience.de

