



Mit BRAND sicher und einfach Pipettieren!

Pipettierhelfer accu-jet® S

Für präzises Pipettieren von großen und kleinen Volumina. Durch die regulierbare Motordrehzahl kann zwischen freiem Ablauf und schnellem Ausblasen der Flüssigkeit gewechselt werden.

- + Ein-Hand-Bedienung. Für Glas- und Kunststoffpipetten von 0,1 bis 200 ml
- + Punktgenaue Volumeneinstellung. Integrierte Parkposition zum Abstellen
- + Ventilsystem zum Ausleiten von Flüssigkeitsdämpfen
- + Membranfilter und Sicherheitsventil zum Schutz gegen das Eindringen von Flüssigkeiten
- + Robuster, leistungsstarker Motor für schnelle Füllzeiten (25 ml in 3 Sekunden)
- + 8 Stunden Dauerpipettieren mit einer 10 ml Pipette ohne Nachladen
- + Zweifarbige Akku-Ladeanzeige. Überzeugt bei Service und Nachhaltigkeit!

Typ	für Pipetten	Farbe	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis EUR	Preis Jetzt EUR
accu-jet® S, mit Netzteil	0.1 ... 200 ml	anthrazit	1	4682331	475.00	299.00
accu-jet® S, mit Netzteil	0.1 ... 200 ml	beere	1	4682332	475.00	299.00
accu-jet® S, mit Netzteil	0.1 ... 200 ml	petrol	1	4682333	475.00	299.00
accu-jet® S, mit Netzteil	0.1 ... 200 ml	amethyst	1	4682334	475.00	299.00
accu-jet® S, ohne Netzteil	0.1 ... 200 ml	beere	1	9281070	444.70	280.00
accu-jet® S, ohne Netzteil	0.1 ... 200 ml	petrol	1	9281071	444.70	280.00
accu-jet® S, ohne Netzteil	0.1 ... 200 ml	amethyst	1	9281072	444.70	280.00



Lieferumfang: Pipettierhelfer accu-jet® S, Nickel-Metallhydrid-Akku, Wandhalter, 2 sterile Ersatz-Membranfilter (0,2 µm)

Vollpipetten, AR-Glas®

Alle BLAUBRAND® Vollpipetten werden mit Chargennummer und einem beiliegenden Chargenzertifikat pro Originalverpackung (bis 2 ml/12 Stk., ab 2,5 ml/6 Stk.) geliefert. Auf Anfrage auch mit Einzelzertifikat oder DAKS-Kalibrierschein erhältlich!

- + DIN EN ISO 648
- + DE-M gekennzeichnet
- + Ringmarke und Beschriftung in kontraststarker blauer Emailfarbe
- + Justiert auf EX



Typ	Volumen	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis EUR	Preis Jetzt EUR
one-mark, AR-Glas	0.5 ml	1	9273101	7.45	5.22
one-mark, AR-Glas	1 ml	1	9273102	6.15	4.31
one-mark, AR-Glas	2 ml	1	9273103	6.15	4.31
one-mark, AR-Glas	2.5 ml	1	9273104	8.35	5.85
one-mark, AR-Glas	3 ml	1	9273105	7.00	4.90
one-mark, AR-Glas	4 ml	1	9273106	8.05	5.64
one-mark, AR-Glas	5 ml	1	9273107	7.55	5.29
one-mark, AR-Glas	6 ml	1	9273108	10.40	7.28
one-mark, AR-Glas	7 ml	1	9273109	10.40	7.28
one-mark, AR-Glas	8 ml	1	9273110	10.40	7.28
one-mark, AR-Glas	9 ml	1	9273111	10.40	7.28
one-mark, AR-Glas	10 ml	1	9273112	8.20	5.74
one-mark, AR-Glas	15 ml	1	9273113	10.40	7.28
one-mark, AR-Glas	20 ml	1	9273114	10.45	7.32
one-mark, AR-Glas	25 ml	1	9273115	10.60	7.42
one-mark, AR-Glas	30 ml	1	9273116	12.25	8.58
one-mark, AR-Glas	40 ml	1	9273117	15.30	10.71
one-mark, AR-Glas	50 ml	1	9273118	14.05	9.84
one-mark, AR-Glas	100 ml	1	9273119	19.35	13.55