



FAUST Lab Science präsentiert BRANDheisse Angebote!

Pipettierhelfer macro 0,1 bis 200 ml

Für die gesamte Bandbreite der Voll- und Messpipetten von 0,1 bis 200 ml benötigen Sie nur einen einzigen macro-Pipettierhelfer.

- + Fester und sicherer Sitz durch konischen Silikonadapter
- + Leichtes Zusammendrücken des neu konzipierten Saugbalgs durch speziell entwickeltes Ventilsystem
- + Aufnahme und Abgabe von Flüssigkeiten noch feinfühlicher steuern mit gefedertem Bedienhebel
- + Spielend leicht einstellbarer Meniskus
- + Komplett autoklavierbar bei 121 °C (2 bar) nach DIN EN 285. Hydrophober Membranfilter gegen eindringende Flüssigkeit



BRAND

Einkanal-Mikroliterpipetten Transferpette® S, variabel

Die Mikroliterpipetten Transferpette® S mit variabler Volumeneinstellung. Geringe Bedienkräfte und ein kurzer Hubweg sorgen auch bei langen Pipettierserien für entspanntes Pipettieren.

- + Einhandbedienung für Rechts- und Linkshänder
- + Easy Calibration Technik: Justierung ohne Werkzeug
- + Universeller Spitzenaufnahmekonus
- + Komplett autoklavierbar bei 121 °C
- + Color Code am Volumeneinstellrad, Schaft und Volumenverstellerschutz
- + DE-M gekennzeichnet
- + Lieferumfang: Transferpette® S Typ Variabel, Qualitätszertifikat, Regalhalter, Silikonfett



PCR Mini cooler, PP



- + Mit transparentem Deckel
- + Zum Schutz der Proben vor Erwärmung
- + Hält Proben für ca. 3 Std. bei 4 °C
- + Das Isoliergel wechselt bei 7 °C von violett auf pink
- + Geeignet für 0,2 ml Einzelgefäße, 8er-Strips und 12er-Strips sowie 96-well PCR Platten



Typ	Volumen	für Spitzen	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis EUR	Preis Jetzt EUR
Pipettierhelfer macro, grau	0.1 ... 200 ml		1	9273850	62.40	49.00
Pipettierhelfer macro, grün	0.1 ... 200 ml		1	9273851	62.40	49.00
Pipettierhelfer macro, blau	0.1 ... 200 ml		1	9273852	62.40	49.00
Pipettierhelfer macro, magenta	0.1 ... 200 ml		1	9273853	62.40	49.00
Einkanal-Mikroliterpipetten Transferpette® S, variabel	0.1...1 µl	0,1-20 µl	1	9280140	265.10	188.00
Einkanal-Mikroliterpipetten Transferpette® S, variabel	0.1...2.5 µl	0,5-20 µl	1	9280141	265.10	188.00
Einkanal-Mikroliterpipetten Transferpette® S, variabel	0.5...10 µl	0,5-20 µl	1	9280142	265.10	188.00
Einkanal-Mikroliterpipetten Transferpette® S, variabel	2.0...20 µl	2-200 µl	1	9280143	265.10	188.00
Einkanal-Mikroliterpipetten Transferpette® S, variabel	5.0...50 µl	2-200 µl	1	9280144	265.10	188.00
Einkanal-Mikroliterpipetten Transferpette® S, variabel	10.0...100 µl	2-200 µl	1	9280145	265.10	188.00
Einkanal-Mikroliterpipetten Transferpette® S, variabel	20.0...200 µl	2-200 µl	1	9280146	265.10	188.00
Einkanal-Mikroliterpipetten Transferpette® S, variabel	100...1000 µl	50-1000 µl	1	9280147	265.10	188.00
Einkanal-Mikroliterpipetten Transferpette® S, variabel	500...5000 µl	500-5000 µl	1	9280148	265.10	188.00
Einkanal-Mikroliterpipetten Transferpette® S, variabel	1000...10000 µl	1000-10000 µl	1	9280149	265.10	188.00
PCR Mini cooler, PP			2	6228848	127.20	48.68