



Preise gültig bis 31.05.2025

Heidolph - Top Qualität zum unschlagbaren Preis!

Rührwerk Hei-TORQUE Core



Kompaktes, elektronisches Rührwerk mit einfacher Bedienung.

- + Integrierbar in geschlossene Systeme wie Abzüge, Reaktoren oder Produktionssysteme
- + Geeignet für niedrig- bis mittelviskose Medien
- + Schnellspannfutter für Rührwerkzeuge bis 10 mm Durchmesser
- + „Max“-Button für kurzzeitigen Betrieb mit Maximalgeschwindigkeit
- + Timer-Funktion
- + Digitale Drehzahlanzeige
- + Abschaltautomatik mit Überhitzungsschutz



Max. Rührmenge l	Drehzahl min-1	Max. Viskosität	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE EURF	Jetzt/VE EUR
25	20 ... 2000	10000 mPas	1	4662304	1081.00	666.00



Rotationsverdampfer Hei-VAP Core, mit Handlift

Ein auf das Wesentliche reduziertes Bedienkonzept.

- + Übersichtliches digitales Display zur Anzeige der aktuellen Werte und Taste für das Einblenden der Set-Werte
- + Direkter Zugriff auf Rotation und Heizbad durch separate Dreh-Drückregler mit Aktivitätsanzeige durch LED Licht
- + Sperrfunktion der Werte um ein ungewolltes Verstellen oder Über-temperatur zu vermeiden
- + Restwärmewarnung bei >50 °C
- + Standby-Taste stoppt alle Funktionen und fährt bei Motorlift Modellen den Verdampferkolben aus dem Heizbad
- + Einfaches Einstellen der Eintauchtiefe bis 155 mm und des Neigungswinkels des Verdampferkolbens von 20° bis 80°

Lieferumfang: Kolbenklemme Easy-Clip, Dampfdurchführung, Belüftungskappe, Heizbad, 1 l-Auffangkolben, 1 l-Verdampferkolben. Kühler wie angegeben.



Beschreibung	Kühlfläche cm²	Abm. (BxTxH)	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE EURF	Jetzt/VE EUR
G3 Vertikal-kühler	1400	739 x 477 x 845	1	4666086	4102.00	2849.00