

Top Angebote von Top-Brands

FAUST



Preise gültig bis 31.05.2025

Rund um Ihre Laborflaschen, S. 3

**BINDER und FASTER -
garantiert bestes
Zellwachstum, S. 13**



 **DURAN®**




 **BINDER**
Best conditions for your success



 **FASTER**

Glaswaren für Ihr Labor - unverzichtbar!




Enghals-Erlenmeyerkolben, Borosilikat 3.3

DIN ISO 1773, Mit Graduierung und Bördelrand, Norm ISO 1773

Nennvol. ml	Ø Hals mm	Ø Boden mm	Höhe mm	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE EUR	Jetzt EUR
25	22	42	70	10	9141079	65.00	32.50
50	22	51	90	10	9141080	44.80	22.40
100	22	64	105	10	9141081	44.70	22.35
200	34	79	135	10	9141085	36.30	18.15
250	34	85	145	10	9141082	45.60	22.80
300	34	87	160	10	9141086	38.80	19.40
500	34	105	180	10	9141083	54.60	27.30
1000	42	131	220	10	9141084	107.70	53.85
2000	50	166	280	10	6270089	122.70	61.35
3000	50	187	310	1	6270118	31.40	17.27
5000	50	220	365	1	6270119	71.70	39.44

45-50% Rabatt



Weithals-Erlenmeyerkolben, Borosilikat 3.3

DIN ISO 24450, Mit Graduierung und Bördelrand

Nennvol. ml	Ø Hals mm	Ø Boden mm	Höhe mm	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE EUR	Jetzt EUR
25	31	41	69	10	9141186	78.30	39.15
50	35	51	85	10	9141180	41.90	20.95
100	35	64	105	10	9141181	48.50	24.25
200	50	79	131	10	9141187	65.40	32.70
250	50	85	140	10	9141182	49.60	24.80
300	50	87	156	10	9141183	53.30	26.65
500	50	105	175	10	9141184	70.90	35.45
1000	50	131	220	10	9141185	119.10	59.55
2000	69	166	280	10	6270181	101.80	55.99

45-50% Rabatt



Verschlussfolie PARAFILM® M



Verschiessen mit PARAFILM® kennt jeder im Labor. Die Folie lässt sich bis 200 % dehnen und schmiegt sich auch um unregelmässige Formen und Oberflächen. PARAFILM® M ist bis zu 48 h gegen viele polare Substanzen wie Salzlösungen, anorganische Säuren und Laugen beständig.

+ Schmelztemperatur 60 °C + Dehnbarkeit 200%. + Dauergebrauchstemp.: -45°C bis +50°C

Typ	Breite mm	Länge mm	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE EUR	Jetzt EUR
PARAFILM® M	50	75	1	9170003	39.50	19.75
PARAFILM® M	100	38	1	9170002	38.00	19.00
PARAFILM® M	100	75	1	9170005	76.20	38.10
PARAFILM® M	500	15	1	9170004	85.90	42.95

50% Rabatt

Für Ihren täglichen Gebrauch!

Laborflaschen, Borosilikat 3.3, GL45

DIN 168 Teil 1. EN ISO 4796-1. Mit Teilung, Ausgiessring, Schraubkappe aus PP mit ISO-Gewinde.

Inhalt ml	Höhe mm	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE EUR	Jetzt EUR
100	100	10	9072331	49.60	24.80
250	138	10	9072332	54.80	27.40
500	176	10	9072334	69.90	34.95
1000	225	10	9072335	102.50	51.25
2000	260	10	9072336	200.80	140.40
5000	330	1	9072337	146.60	73.30
10000	410	1	9072338	231.40	115.70



50% Rabatt

Schraubverschluss, PP

- + Mit Lippendichtung
- + Beständig bis 140°C Wasserdampf
- + Nur für DURAN® Laborflaschen geeignet



Typ	Farbe	Gewinde	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE EUR	Jetzt EUR
Schraubverschluss	gelb	GL 45	1	9072400	3.70	1.85
Schraubverschluss	grün	GL 45	1	9072401	3.70	1.85
Schraubverschluss	grau	GL 45	1	9072402	3.70	1.85



50% Rabatt

Ausgiessringe, PP

- + Autoklavierbar bis 140 °C Wasserdampf.



Typ	Farbe	Gewinde	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE EUR	Jetzt EUR
Ausgiessringe	gelb	GL 45	1	9209077	1.20	0.60
Ausgiessringe	grün	GL 45	1	9209075	1.20	0.60
Ausgiessringe	blau	GL 45	1	9209083	1.20	0.60



50% Rabatt

LLG-Markierbänder

Zur Etikettierung und zum Farbcodieren von Labor-Gefässen und Utensilien. Stark und dauerhaft. Was-serbeständig. Kann Temperaturen von -23 °C bis 121 °C widerstehen. Die Bänder lassen sich einfach beschriften und rückstandsfrei entfernen. Rollen à 12,7 m.

Breite mm	Farbe	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE EUR	Jetzt EUR
12.7	3 x blau, 3 x grün, 3 x orange, 3 x rot, 5 x weiss, 4 x gelb, 3 x rosa	24	4663408	72.50	50.75
19.0	2 x blau, 2 x grün, 2 x orange, 2 x rot, 4 x weiss, 2 x gelb, 2 x rosa	16	4663416	70.70	49.49
25.4	1 x blau, 2 x grün, 1 x orange, 2 x rot, 2 x weiss, 2 x gelb, 2 x rosa	12	4663424	70.80	49.56



30% Rabatt

Leistungsstarkes und preiswertes Arbeiten!



LLG-Zentrifugenröhrchen PP



Ready-to-use Gefäße mit sehr guter thermischer, mechanischer und chemischer Stabilität.

Typ	Beschreibung	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE EUR	Jetzt EUR
LLG-Zentrifugenröhrchen, PP	konisch, 15 ml, steril	500 (20 x 25)	4668482	105,10	55.70
LLG-Zentrifugenröhrchen, PP	konisch, 50 ml, steril	500 (20 x 25)	4668483	129,80	68.79
LLG-Zentrifugenröhrchen, PP	Stehrand, 50 ml, steril	500 (20 x 25)	4668486	144,20	76.43
LLG-Zentrifugenröhrchen, PP	konisch, 15 ml, aseptisch	500 (1 x 500)	6270403	119,70	63.44
LLG-Zentrifugenröhrchen, PP	konisch, 50 ml, aseptisch	500 (1 x 500)	6270404	133,80	70.49
LLG-Zentrifugenröhrchen, PP	Stehrand, 50 ml, aseptisch	500 (1 x 500)	6270405	160,20	84.91

47% Rabatt



Rollenmischer LLG-uniROLLER 6 easy und pro

Analoger oder digitaler Rollenmischer mit 6 Rollen zum effizienten Mischen von biologischen Proben, viskosen Substanzen und Suspensionen. Wird in einer Vielzahl von Anwendungen verwendet, z. B. zur Verhinderung von Blutgerinnung und Immunpräzipitation.



Wichtige Merkmale:

- + Zum sanften Mischen von Proben
- + Max. Gefäßgröße 1 Liter Flasche, Max. Beladung: 4 kg
- + Drehzahlbereich: LLG-uniROLLER easy: 0 ... 70 min⁻¹ // LLG-uniROLLER pro: 10 ... 70 min⁻¹, in 1 min-1-Schritten einstellbar
- + LLG-uniROLLER 6 pro: LCD Bildschirm
- + Zulässige Umgebungstemperatur: 5...40°C

40% Rabatt

Typ	Rollen	Beschreibung	Gewicht kg	Abmessungen (B x T x H) mm	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE EUR	Jetzt EUR
LLG-uniROLLER 6 easy	6	analog	4.5	260 x 450 x 120	1	6263645	426,30	255.78
LLG-uniROLLER 6 pro	6	digital	5.1	260 x 450 x 120	1	6263647	627,70	376.62

Rotator LLG-uniLOOPMIX 2

Analoger Rotator für schonende und effektive Probenmischung. Bestens geeignet für alle biologischen Proben. Mit leicht wechselbaren Halteklammern, die eine schnelle und einfache Reinigung des Gerätes ermöglichen.

- + Für maximal 48 x 1,5 ml, 16 x 5 oder 15 ml, 8 x 50 ml Zentrifugenröhrchen.
- + Für unterschiedliche Größen gleichzeitig verwendbar, individuell bestückbar.
- + Kompakte Bauform
- + Gehäuse leicht zu reinigen
- + Rutschfeste, einstellbare Schraubfüße
- + Zusätzliche Klammern optional erhältlich
- + **Lieferumfang:** Rotator inkl. je 12 Klammern für 2 ml, 15 ml und 50 ml Zentrifugenröhrchen



40% Rabatt

Typ	Gewicht kg	Abm. Gerät (B x T x H) mm	Drehzahl 1/min	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE EUR	Jetzt EUR
LLGuni-LOOPMIX 2	2	220 x 300 x 310	0 ... 80	1	6263665	474,10	284.46

Wägen in höchster Präzision mit A&D!

Präzisionswaagen FZ-i mit interner Kalibrierung

Die Präzisionswaagen bieten eine Vielzahl von Funktionen in kompaktem und platzsparenden Design.

- + VFD Display
- + SHS Sensor, Messergebnis in nur 1 Sekunde
- + Schockabsorber-Funktion
- + SCF Statistik-Funktion
- + Auto Power ON/OFF Funktion
- + Schnittstelle RS-232C



Wägefläche Ø	Ablesbarkeit g	Linearität g	Windschutz	Max. Last	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE EUR	Jetzt EUR
130	0.001	0,002	ja	320 g	1	6288522	1009.00	585.22
150	0.01	0,02	nein	3200 g	1	6314177	1009.00	585.22

42% Rabatt

Präzisionswaagen FX-i mit externer Kalibrierung

- + Ultraschneller SHS Sensor, Messergebnis in 1 sec.
- + Kompaktes Design, DIN B5 zum Betrieb an sehr beengten Plätzen
- + Brilliantes, leicht ablesbares VFD Display
- + Standard RS232C Schnittstelle. Optionale USB Schnittstelle
- + Digitale Kalibrierung. GLP konform. Optionale LAN-Ethernet Schnittstelle
- + Unterflurwägevorrückung. Auto Power ON/OFF Funktion
- + Zählfunktion mit ACAI (Automatic Counting Accuracy Improvement)
- + Statistische Kalkulation



Wägefläche Ø	Ablesbarkeit g	Linearität g	Windschutz	Max. Last	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE EUR	Jetzt EUR
130 mm	0.001	0,002	ja	320 g	1	9901501	844.00	489.52
150 mm	0.01	0,02	nein	3200 g	1	9901503	844.00	489.52

42% Rabatt

Analysenwaagen, Apollo, GX-A/GF-A

Windschutz-Einheit lässt sich im Ganzen ohne Werkzeug entfernen, für eine schnelle und einfache Reinigung. Die Impact Shock Detection (ISD) ist eine 4-stufige Stoßerkennung mit optischer und akustischer Rückmeldung.

- + LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung
- + Automatische Ein- und Ausschaltung. Mit Unterhaken
- + Smart SHS-Wiegesensor mit ECL-Technologie
- + Berechnung der Standardabweichung (APA). Benutzerzugriffskontrolle (UAC)
- + Statistische Berechnungsfunktion (SCF). Universal Flexi Coms (UFC)
- + GLP/GMP/GCP/ISO-konforme Ausgabe
- + Datenspeicherfunktion. Schnittstellen: RS232, USB
- + Eichfähig. Automatische Selbstkalibrierung (ASC)



Typ	Kalibrierung	Ablesbarkeit g	Linearität g	Max. Last	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE EUR	Jetzt EUR
GX-224A	intern	0,0001	±0,0002	220 g	1	4687436	2859.00	1658.22
GF-224A	extern	0.0001	±0,0002	220 g	1	4687442	2552.00	1480.16

42% Rabatt

Gefrieren mit innovativen Produkten!



auf Anfrage!

Ultra-Tiefkühlschrank ColdFAST

Die ColdFAST M-Serie von FASTER bietet erstklassigen Probenschutz und kombiniert diesen mit Nachhaltigkeit, Geräuschreduzierung und Energieeffizienz.

Das Dualkühlsystem sorgt dafür, dass im Falle eines Kompressorausfalls der andere die Temperatur konstant bei -70°C hält. Mit zwei Kompressoren kann das Gerät in nur 3 Stunden von +25°C auf -80°C herunterkühlen.

- + Mehrfach-Türdichtungen verringern den Verlust kalter Luft in den Abteilen
- + Hocheffiziente Kühlgebläse sparen Energie und reduzieren den Stromverbrauch um bis zu 40 %
- + Die Ventilatoren besitzen extrem haltbare Lager
- + Besonders energiesparend und geräuscharm
- + 7" Touch Screen mit benutzerfreundlicher Oberfläche. USB-Port zum Auslesen der Temperaturdaten
- + Beste Recovery-Zeit auf dem Markt (30 min bei 1 min geöffneter Tür)
- + Gehäuse aus lackiertem Stahlblech
- + Temperaturbereich (°C) = -40 bis -86. Stromversorgung (V/Hz) = 220-240/50

Typ	Volumen l	Abm. innen (B x T x H) mm	Abm. aussen (B x T x H) mm	Menge pro VE	Bestell Nr.
398M	398	440 x 696 x 1266	786 x 1040 x 1947	1	7932750
528M	528	585 x 696 x 1266	931 x 1040 x 1947	1	7932751
678M	678	750 x 696 x 1286	1093 x 1025 x 1955	1	7932753
778M	778	865 x 696 x 1286	1205 x 1025 x 1955	1	7932754
858M	858	877 x 696 x 1378	1220 x 1028 x 1994	1	7932755
1008M	1008	1022 x 696 x 1378	1365 x 1028 x 1994	1	7932756



15% Rabatt

Einfrierhilfe für Zellkulturen FreezerCell™

FreezerCell™ kann für eine Vielzahl von Zelltypen verwendet werden, darunter Stammzellen, Primärzellen, Zelllinien und Hefen.

Die Einfrierhilfe benötigt keine Zusatzstoffe, muss lediglich in eine Ultra-Tiefkühltruhe gestellt werden und die Kühlung verläuft mit -1 °C pro Minute.

Typ	Abmessungen (B x T x H) mm	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE EUR	Jetzt EUR
Sechseckform für 12 Röhrchen	108 x 108 x 100	1	4665863	116,60	99.11
Quadratisch für 12 Röhrchen	117 x 117 x 100	1	4665865	118,10	100.39



50% Rabatt

LLG-Gefrierbehälter



Der LLG-Gefrierbehälter ist ein einfaches System zur schnellen Kryokonservierung von Zellen in einem Gefrierschrank. In dem Gefrierbehälter können bis zu 18 Kryoröhrchen mit 1 oder 1,8 ml Volumen platziert werden.

- + Aus PC mit HDPE-Verschluss
- + Kühlrate von -1 °C/min

Zur Verwendung werden 100 %iger Isopropylalkohol benötigt.

Typ	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE EUR	Jetzt EUR
LLG-Gefrierbehälter	1	4692537	172,50	86.25



Einfaches und sorgenfreies Einfrieren!

TPP Kryoröhrchen

Kryoröhrchen für die Zellkultur im Labor - steril - einfach zu handhaben.

- + Kryoröhrchen sind freistehend und haben einen Sternfuß. Dieser ermöglicht im Gebrauch mit dem Gestell TPP99016 mit Stecksystem das einhändige Arbeiten
- + Aufbewahrung von Proben in Tiefkühlschränken oder ähnlichen Einrichtungen bis -196°C
- + TPP Kryoröhrchen werden in einem praktischen wiederverschliessbaren Beutel geliefert
- + Material: PP
- + Sterile Unterverpackungen à 100 Stück

Volumen ml	Abmessungen (Ø x H) mm	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE EUR	Jetzt EUR
0.9	12 x 37	800	TPP89012	214.36	160.77
1.5	12 x 48	800	TPP89020	222.56	166.92
3.5	12 x 75	400	TPP89040	125.13	93.85
4.5	12 x 90	400	TPP89050	127.18	95.39



25% Rabatt

Kryobox aus PP, TPP



- + Alphanumerische Beschriftungen für die Probeidentifikation
- + Leichte handliche Form, wärmebeständiges und autoklavierbares Material
- + Schnell montier- und demontierbar
- + Für die Lagerung von Kryoröhrchen im Gefrierschrank bestimmt
- + Selbst nach mehrmaligem Gebrauch lassen sich die Deckel mühelos vom Unterteil abnehmen bzw. aufsetzen
- + Für Kryoröhrchen ab 4 ml bieten wir Boxen mit hohem Deckel an

Abmessungen mm	Für Rührchen	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE EUR	Jetzt EUR
133 x 133 x 45	TPP89012 / TPP89020	1	TPP99015	12.10	9.08



25% Rabatt

Racks für Gefrierschränke, horizontal

Edelstahlracks, passend für alle Arten von Gefrierschränken. Für Boxen bis 136 x 136 mm.

Abmessungen mm	Anordnung Fächer	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE EUR	Jetzt EUR
558 x 139 x 276	5 x 4	1	9698971	93.30	63.44
140 x 562 x 331	6 x 4	1	9698959	107.10	72.83



32% Rabatt

-> Weitere Gestelle auf Anfrage erhältlich!

Ihre Sicherheit liegt uns am Herzen!



55% Rabatt

LLG-Einmalhandschuhe ergo, Nitril, puderfrei

Einmalhandschuh aus Nitril, der die angenehmen Trageeigenschaften und das hohe Tastempfinden von Latex mit der Schutzfunktion von Nitril kombiniert. Kein Allergierisiko!

- + Kat. III gegen geringe chemische Gefährdung. AQL 1,5.
- + Frei von Phthalaten/Weichmachern und allergieauslösenden Latexproteinen
- + Dünn - sehr hoher Tragekomfort! Dicke doppelt gemessen: 0,12 mm

Grösse	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE EUR	Jetzt EUR
XS	200	9006370	25.90	11.66
S	200	9006371	25.90	11.66
M	200	9006372	25.90	11.66
L	200	9006373	25.90	11.66
XL	180	9006374	25.90	11.66



55% Rabatt

LLG-Einmalhandschuhe standard, Nitril, puderfrei

Einmalhandschuh aus Nitril mit angenehmem Tragekomfort und höherem Chemikalienschutz - eben der Standard-Handsuh für das Labor!

- + Kat. III gegen geringe chemische Gefährdung. AQL 1,5.
- + Frei von Phthalaten/Weichmachern und allergieauslösenden Latexproteinen
- + Dicke doppelt gemessen: 0,16 mm

Grösse	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE EUR	Jetzt EUR
S	100	9006375	16.90	7.61
M	100	9006376	16.90	7.61
L	100	9006377	16.90	7.61
XL	90	9006378	16.90	7.61



55% Rabatt

LLG-Einmalhandschuhe strong, Nitril, puderfrei

Einmalhandschuh aus Nitril mit besonders hoher Wandstärke für lange Widerstandszeiten gegen viele Chemikalien.

- + Kat. III gegen geringe chemische Gefährdung. AQL 1,5.
- + Frei von Phthalaten/Weichmachern und allergieauslösenden Latexproteinen
- + Dicke doppelt gemessen: 0,22 mm

Grösse	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE EUR	Jetzt EUR
S	100	9006379	18.90	8.51
M	100	9006380	18.90	8.51
L	100	9006381	18.90	8.51
XL	90	9006382	18.90	8.51



55% Rabatt

LLG-Einmalhandschuh classic, Latex

Der ideale Handschuh für alle Anwendungen, in denen ein gutes Tastempfinden im Vordergrund steht. Besonders hautfreundlich und puderfrei.

- + Kat. III gegen geringe chemische Gefährdung. AQL 1,5.
- + Thiuramfrei, reduziertes Risiko von Kontaktekzemen

Grösse	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE EUR	Jetzt EUR
S	100	9006383	14.90	6.71
M	100	9006384	14.90	6.71
L	100	9006385	14.90	6.71
XL	90	9006386	14.90	6.71



Unerlässliche Artikel für den Laboralltag!

LLG Labor- und Hygienetücher, 2-lagig

Labor - und Hygienetücher in der Spenderbox

- + 150 weisse, doppelagige Tücher à 210 x 220 mm
- + saugstark und ultrasoft
- + für sensible Anwendungsbereiche

Karton mit 30 Boxen à 150 Tücher



33% Rabatt

Verpackungsinhalt	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE EUR	Jetzt EUR
Karton mit 30 Boxen à 150 Tücher	30	9413220	63.50	42.55

Präzisionstücher KIMTECH SCIENCE, 1-lagig

Spezial-Wischtuch für Reinigungsarbeiten in sensiblen Einsatzbereichen der elektronischen, optischen und feinmechanischen Industrie. Fusselarm, saugstark und auch im nassen Zustand reissfest. Feinste Partikel werden von empfindlichen Oberflächen nahezu vollständig entfernt. 1-lagig, weiss. Antistatisch.



50% Rabatt

Abmessungen mm	Verpackungsinhalt	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE EUR	Jetzt EUR
285 x 310	Box à 198 Tücher	1	9413020	34.00	17.00
112 x 208	Box à 286 Tücher	1	9413021	9.10	4.55

LLG Labormantel, 100% Baumwolle



Schützen Sie Ihre Kleidung!

- + Sehr stabiles Material, hervorragender Tragekomfort
- + Vorderverschluss mit Druckknopfleiste - schnell und leicht zu öffnen
- + Mit einer doppelgenähten Brusttasche und zwei Seitentaschen
- + Mit Reverskragen
- + Damenmodell mit Rückengurt
- + Waschbar bis 60°C
- + Gewicht: 220 g/m²



50% Rabatt

Typ	Grösse	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE EUR	Jetzt EUR
Damenlabormantel	36/38	1	9414342	39.50	19.75
Damenlabormantel	40/42	1	9414343	39.50	19.75
Damenlabormantel	44/46	1	9414344	39.50	19.75
Herrenlabormantel	44/46	1	9414345	42.10	21.05
Herrenlabormantel	48	1	9414346	39.50	19.75
Herrenlabormantel	50	1	9414347	39.50	19.75
Herrenlabormantel	52	1	9414348	39.50	19.75
Herrenlabormantel	54	1	9414349	39.50	19.75
Herrenlabormantel	56	1	9414350	44.10	22.05

Liquid Handling ohne Kompromisse!

AHN
Biotechnologie
GmbH



Pipetten- und Filterspitzen für Rainin® LTS® Pipetten

Die Pipetten- und Filterspitzen wurden für die Verwendung mit Rainin® LTS® Pipetten entwickelt. Das innovative Design zeichnet sich durch einen zylindrischen Hals mit einer "positive stop"-Funktion aus. Dies erleichtert das Aufstecken und Entfernen der Filterspitze und sorgt für eine optimale Abdichtung zwischen Pipette und Spitze.

- + Farbcodierte Rack-Einsätze zur einfachen Identifizierung von Spitze und Pipettenvolumen
- + Graduierung zur visuellen Volumenkontrolle minimiert das Fehlerrisiko beim Pipettieren
- + Autoklavierbar
- + Zertifiziert frei von RNase, DNase, PCR-Inhibitoren, Endotoxinen und Pyrogenen

50% Rabatt

Volumen µl	Steril	Filter	Verpackung	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE EUR	Jetzt EUR
20	Nein	Nein	10 Rack(s) à 96	960	4693851	46.10	23.05
20	Ja	Nein	10 Rack(s) à 96	960	4693852	51.60	25.80
200	Nein	Nein	10 Rack(s) à 96	960	4693854	46.10	23.05
200	Ja	Nein	10 Rack(s) à 96	960	4693855	51.60	25.80
1000	Nein	Nein	6 Rack(s) à 96	576	4693857	33.60	16.80
1000	Ja	Nein	6 Rack(s) à 96	576	4693858	38.50	19.25
20	Ja	Ja	10 Rack(s) à 96	960	4693853	84.40	42.20
200	Ja	Ja	10 Rack(s) à 96	960	4693856	84.40	42.20
1000	Ja	Ja	6 Rack(s) à 96	576	4693859	60.40	30.20



Einkanal-Mikroliterpipette LLG-proMLP



Die neuen LLG-proMLP Einkanal-Mikroliterpipetten vereinen Präzision und Zuverlässigkeit mit einem äusserst ergonomischen Pipettierverhalten. Der sehr niedrige Kraftaufwand beim Pipettieren entlastet Hand und Daumen, insbesondere bei häufigen und zeitaufwendigen Pipettieraufgaben. LLG-proMLP Pipetten sind somit ideal geeignet für wissenschaftliche Arbeiten, die ein präzises und reproduzierbares Pipettieren erfordern.

50% Rabatt

Volumen µl	Teilung µl	Richtigkeit Max. Vol. (≤ ± R%)	Präzision Max. Vol. (≤ VK%)	Farbken- nung	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE EUR	Jetzt EUR
0.2 - 2	0.002	1.65	0.75	dunkel orange	1	6270420	222.10	111.05
0.5 - 10	0.02	1.10	0.44	rot	1	6270421	222.10	111.05
2 - 20	0.02	1.00	0.33	hell gelb	1	6270422	222.10	111.05
10 - 100	0.20	0.80	0.17	hell orange	1	6270423	222.10	111.05
20 - 200	0.20	0.80	0.17	dunkel gelb	1	6270424	222.10	111.05
100 - 1000	2.00	0.80	0.17	dunkel blau	1	6270425	222.10	111.05
500 - 5000	2.00	0.66	0.18	violett	1	6270426	222.10	111.05
1000 - 10000	20.0	0.60	0.18	hell blau	1	6270427	222.10	111.05

METTLER TOLEDO

Mettler Toledo - einfach und genau!

pH-Messgeräte FiveEasy™ pH F20 / FiveEasy Plus™ pH FP20

FiveEasy™ und FiveEasy™ Plus Benchtop-Meter bieten genaue pH / mV-Messungen mit einem einzigen Tastendruck.

- + Grosses, leicht ablesbares Display mit allen wichtigen Informationen auf einen Blick
- + Schnelle und einfache Konnektivität für sichere Datenübertragung zur Dokumentation (nur FP Modell)
- + Elektrodenarm-Verlängerungsstange eingeschlossen
- + **Nur FP20:** Datenspeicher: 200 Messungen, Schnittstelle: RS32, USB, Referenzeingang

Lieferumfang F20 Standard Kit: Gerät mit CD Bedienungsanleitung, QuickGuide, Konformitätserklärung, Testzertifikat, Stromversorgung, 3-in-1 Elektrode LE438, 1 x 4,01 pH, 1 x 7,00 pH, 1 x 9,21 pH Puffer (Beutel).

Lieferumfang FP20 Bio: Wie F20 Standard Kit, zusätzlich mit 3-in-1 Glas-Elektrode LE410



35-42% Rabatt

Beschreibung	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE EUR	Jetzt EUR
F20-Standard Kit	1	6280101	765.00	443.70
FP20-Bio	1	6280104	1060.00	689.00

LLG-pH Meter 5

Das LLG-pH-Meter 5 ist ein sehr einfach zu bedienendes pH-/mV-/°C-Handmessgerät. Der pH-Wert und die Temperatur können direkt auf der SD-Karte gespeichert (Excel-Datei) oder über die RS-232 Schnittstelle direkt vom pH-Meter auf einen PC übertragen werden.

- + Gelgefüllte pH-Elektrode mit externem Temperaturfühler und 1 m Kabel
- + BNC-Anschluss
- + Automatische Temperaturkompensation (ATC)
- + Großes, gut ablesbares LCD-Display
- + 3-Punkt-Kalibrierung
- + Zur Verwendung mit Standard-SD-Karten bis 16 GB
- + **Lieferumfang:** pH-Meter, pH-Elektrode mit Temperaturfühler, Puffer pH 4 und pH 7, 4 GB SD-Karte, Tragekoffer



45% Rabatt

Typ	Messbereich pH	Genauigkeit pH	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE EUR	Jetzt EUR
LLG-pH Meter 5	0 ... 14	±0,02 + 2d	1	6263691	309.90	170.45

LLG-pH-Pufferlösungen mit Farbcodierung



Die ready-to-use LLG-pH-Pufferlösungen bieten ausgezeichnete Qualität, Präzision und sind auf alle Anforderungen der Endverbraucher abgestimmt. Lieferung in farbcodierten 1 l Flaschen, um die Gefahr von Verwechslungen zwischen den drei pH-Werte zu eliminieren.

- + Genauigkeit ±0,01, getestet und zertifiziert bei 25 °C
- + Rückführbar gemäss NIST

pH-Wert bei 25 °C	Farbe	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE EUR	Jetzt EUR
4,00	Rot	1	9040865	24.90	12.45
7.00	Gelb	1	9040866	24.90	12.45
10.00	Blau	1	6324540	23.30	11.65



50% Rabatt

OHAUS - vernünftig, günstig, gut!



Zentrifugen Frontier™ 5000 Multi Pro, FC5816 und Frontier™ 5000 Multi Pro, FC5816R, gekühlt und Zubehör

Leistungsstarke und vielseitige Universalzentrifugen für praktisch jede Laboranwendung. Die intuitive Ausführung der Zentrifugen und des umfangreichen Zubehörs ermöglicht einen einfachen Zugriff auf die Parametereinstellungen und einen schnellen Wechsel der Anwendungen.

- + LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung
- + Korrosionsbeständige Edelstahlkammer mit Polycarbonat-/ABS-Kunststoffdeckel
- + Zehn Beschleunigungs- und Verzögerungsraten
- + Auswahl der Laufzeit von 10 s bis 99 h 59 min oder ununterbrochen sowie Quickspin
- + FCKW-freies Kältesystem, Probentemperaturanzeige (gekühlte Modelle)
- + Automatischer Überdrehzahlschutz
- + Doppelte Unwuchtmessung



Typ	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE EUR	Jetzt EUR
Frontier™ Multi Pro FC5816	1	4661521	4200.00	2436.00
Frontier™ Multi Pro FC5816R	1	4661520	7660.00	4442.80
Ausschwingrotor	1	4661563	1715.00	994.70
Gestell, 4 x 50 ml, Ø 29 mm, konische Gefässe	2	4661620	291.00	168.78
Gestell, 10 x 15 ml, Ø 17 mm, konische Gefässe	2	4661621	291.00	168.78

42% Rabatt

Mikrozentrifuge Frontier™ FC5513-L, mit Winkelrotor für 18 x 1,5/2,0 ml Rörhchen

Kompakte Hochgeschwindigkeits-Mikrozentrifuge mit modernem Touch-Wheel für komfortable Parameteranpassungen und reduziertem Verschleiß. Bestens geeignet für allgemeine Laboranwendungen.

- + Zweizeilige LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung
- + Leistungsstarker, bürstenloser Induktionsmotor
- + 10 Beschleunigungs- und Verzögerungsraten
- + Speicher für bis zu 99 gängige Parameter
- + Deckelverriegelung
- + Unwuchtsensor
- + Geringer Platzbedarf
- + Timer: 10 s bis 99 h 59 min 59 s, Dauerbetrieb



35% Rabatt

Typ	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE EUR	Jetzt EUR
Mikrozentrifuge Frontier™ FC5513-L, mit Winkelrotor für 18 x 1,5/2,0 ml Rörhchen	1	4699640	1480.00	962.00

Garantiert bestes Zellwachstum!



CO2-Inkubatoren CB

Geeignet für Routineanwendungen der Zellkultivierung und Inkubationsaufgaben, auch für komplexe Ansätze unter hypoxischen Bedingungen. Modelle mit zusätzlicher O2-Regelung sind erhältlich.

- + Antikontaminationskonzept mit 180 °C Heißluftsterilisation
- + CO2-Sensor mit Einstrahl-Infrarot-Technologie
- + Nahtloser Innenkessel aus Edelstahl
- + Lüfterloser Innenraum mit Venturi-CO2-Gasmischdüse
- + Interner Datenlogger, Messwerte über USB auslesbar
- + Fehlerdiagnosesystem mit optischem und akustischem Alarm
- + Schnittstellen: Ethernet, USB, potenzialfreier Alarmkontakt
- + Befeuchtungssystem mit Betauungsschutz
- + Touchscreen-Controller
- + CO2 Fail Safe System zum pH-Schutz der Zellkulturen



37% Rabatt

Typ	Nennvol. l	max. Einschubebenen	Abmessungen innen (B x T x H) mm	Menge pro VE	Bestell. Nr.	Preis/VE CHF	Jetzt CHF
CB56	53	3	400 x 330 x 400	1	4684694	8560.00	5392.80
CB170	170	6	560 x 505 x 600	1	4684691	11445.00	7210.35
CB260	260	8	620 x 575 x 750	1	4684687	15203.00	9577.89

SafeFast XXL



Als mikrobiologische Sicherheitswerkbänke gemäss EN 12469-2000 sind sie für den Produkt-, Personen- und Umweltschutz einsetzbar. Die XXL-Werkbank kann auf verschiedene Weise "massgeschneidert" werden. Zudem ermöglichen die Schwerlastböden das Arbeiten mit grossen und schweren Geräten, wie 3D-Druckern oder Robotern.

- + Produkte-, Mitarbeiter- und Verschleppungsschutz
- + Arbeitssegmente aus hochwertigem Edelstahl gemäss AISI 304L mit Scotch-brite Veredelung
- + Arbeitshöhe und -tiefe von 1000 mm! Breite bis zu 2200 mm
- + Sicherheitsfrontglas mit Aluminiumrahmen und Gasfedern
- + Einfacher und bequemer Zugang durch aufklappbare Frontscheibe
- + Durchführungen in den Seitenscheiben
- + Interne Steckdosen mit IP66 Schutz
- + verstärkte Arbeitsflächen mit Ladekapazität von bis zu 500 kg
- + Optimale Ausleuchtung des Arbeitsraumes ist garantiert
- + Premium-Upgrade für noch leisere und energiesparendere Arbeitsweise möglich

-> **Sonderbreiten und Sonderwünsche möglich!**

Typ	Abmessungen aussen (B x T x H) mm	Abmessungen innen (B x T x H) mm
SafeFAST XXL212	1332 x 1182 x 2530	1190 x 1000 x 1000
SafeFAST XXL215	1637 x 1182 x 2530	1495 x 1000 x 1000
SafeFAST XXL218	1942 x 1182 x 2530	1812 x 1000 x 1000
SafeFAST XXL222	2398 x 1182 x 2530	2256 x 1000 x 1000



auf Anfrage!

Die besten Mischer im Top-Angebot!



LLG-Magnetrührer RCT standard 2.0

Die nächste Generation des IKA/LLG-Labware Topsellers LLG-RCT Standard. Neues Design, neue Funktionen! Bewährte und zuverlässige Qualität!

Lieferumfang: Magnetrührer, Temperaturfühler PT1000, Schraubendreher, Schutzhaube, C16 Netzkabel (H11)

40% Rabatt

Beschreibung	Rührmenge l	Drehzahl min-1	Aufstellfläche Ø mm	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE EUR	Jetzt EUR
LLG-Magnetrührer RCT standard 2.0	20	50 ... 1500	135	1	6320400	752.90	451.74



Vortexer LLG-uniTEXER multi

Der neue LLG-uniTEXER multi ermöglicht durch den Universalaufsatz das Vortexen von verschiedenen Röhrchen und Gefäßen, ohne dass ein zusätzlicher Adapter benötigt wird. Der LLG-uniTEXER multi kann im Dauermodus oder mit Touch-Funktion für den Kurzzeitbetrieb betrieben werden.

- + Stufenlose Drehzahleinstellung von 0 bis 3000 U/min
- + Touch-Funktion für Kurzzeitbetrieb. Sehr leicht zu reinigen
- + Elastomerfüße sorgen für hervorragende Stabilität auf dem Tisch
- + Aktualisiertes, modernes Design. Robustes Gehäuse aus ABS

Lieferumfang: Vortexer, 1 x Universalaufsatz, Anleitung

40% Rabatt

Typ	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE EUR	Jetzt EUR
LLG-uniTEXER multi	1	6263507	267.30	160.38



Magnetrührer Hei-PLATE Mix'n Heat Core+, LLG Premium Line

Der neue Magnetrührer Hei PLATE Mix n Heat Core+ bietet überzeugende Qualität, hervorragende Funktionalität und beste Anwenderfreundlichkeit.

- + Rührmenge max. (H2O): 20 l
- + Drehzahl: 100 ... 1400 min-1
- + Heizleistung: 800 W
- + Temperaturbereich: 20 ... 300 °C
- + Abmessungen Aufstellfläche: Ø 145 mm
- + Abmessungen (B x T x H): 168 x 299 x 101 mm

Lieferumfang: Magnetrührer Hei-PLATE Mix 'n' Heat Core+, Temperatursensor Pt1000 (V4A), Halterung für Pt1000 (inkl. Haltestab, Haltevorrichtung mit Kabelführung), Silikonabdeckung

40% Rabatt

Typ	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE EUR	Jetzt EUR
Hei-PLATE Mix 'n' Heat Core+	1	6490528	1206.00	723.60

Innovativ und qualitativ hochstehend!

interscience

FlexiPump® / FlexiPump®Pro

FlexiPump® ist eine peristaltische Dispensierpumpe mit erhöhter Genauigkeit zur Abgabe von Kulturmedien, Agar und jeder anderen Flüssigkeit. FlexiPump ist kompakt und ergonomisch und verfügt über eine intuitive Schnittstelle.

FlexiPump®:

- + Dosiermodi: kontinuierlich - dosiert - mehrfachdosiert
- + Volumen einer Dosis: 50 µl bis 99,9 l
- + Durchsatz: bis zu 1,25 l/min

FlexiPump®Pro:

- + Dosiermodi: kontinuierlich - dosiert - mehrfachdosiert
- + Volumen einer Dosis: 50 µl bis 99,9 Ltr.
- + Durchsatz: bis zu 2,5 Ltr. /Min
- + Schnittstelle: USB, RS232, Jack 3,5 mm
- + Doppelter Pumpkopf



Typ	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE EUR	Jetzt EUR
FlexiPump®	1	6274679	3523,20	2748.10
FlexiPump®Pro	1	6268781	4193,30	3270.77

22% Rabatt

Labormischer BagMixer®400 Serie S und Zubehör

Die BagMixer® 400 S / 400 SW sind die neue Generation von Homogenisatoren, leise, einfach zu bedienen und mit robustem Design. Mit deutlich geringerem Geräuschpegel beim Mischen, ist er für alle Arten von Laboranwendungen geeignet. Für optimale bakterielle Extraktion. Keine Kreuzkontamination mit sterilen Homogenisator-Filterbeuteln.

- + BagMixer® 400 S ohne Sichtfenster, BagMixer® 400 SW mit Sichtfenster.
- + Geräuscharmes Mischen mit weniger als 48 db
- + Homogenisieren der Proben in 60 Sek.
- + LiquidSensor detektiert undichte Beutel
- + 4 einstellbare Geschwindigkeiten

interscience



Typ	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE EUR	Jetzt EUR
Labormischer BagMixer®400 Serie S	1	6261704	6332,20	4432.54
Labormischer BagMixer®400 Serie SW	1	6261705	7730,00	5411.00
Homogenisatorbeutel mit Filter BagFilter® 400 P	500	9570078	264,50	185.15
Homogenisatorbeutel ohne Filter BagLight® 400 PolySilk	500	4662244	70,30	49.21

30% Rabatt

Autoklaven Deodorant Anabac®

interscience

Für alle Arten von Autoklaven (bis maximal 200 Liter) geeignet. Für alle Medien und alle Arten von mikrobiologischen Abfällen. Die Kugel löst sich während des Autoklavierens auf und der Duft wird freigesetzt.

*100%ig natürlicher Duft aus gewonnenen Extrakten. Biologisch abbaubar.

Duft	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE EUR	Jetzt EUR
Eukalyptus	100	6228599	120,00	84.00
Apfel	100	6231161	120,00	84.00
Zitrone	100	6231720	120,00	84.00
Pfirsich	100	7626766	120,00	84.00
Kokos*	50	6318004	64,60	50.39
Vanille*	50	6318005	64,60	50.39
Mimose*	50	6318006	64,60	50.39



22-30% Rabatt

TPP - oft kopiert, nie erreicht!



25% Rabatt

TPP Vakuumfiltration „rapid“- Filtermax

Dieses Vakuumfiltrationssystem von TPP erbringt eine hohe Ausbeute und ein schnelles Filtrieren Ihrer Lösung. Alle TPP Vakuumfiltrationssysteme der „rapid“-Filtermax-Familie besitzen die gleichen Produktmerkmale:

- + Quadratische Form
- + Hohe Durchflussgeschwindigkeit
- + Die Filtermax passen auf die original Duranflaschen mit GL 45 Gewinde
- + PES-Filtermembrane mit Porengröße von 0.22µm

Volumen ml	Beschreibung	Abmessungen (L x B x H) mm	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE EUR	Jetzt EUR
150	Set komplett	93 x 93 x 103	18	TPP99150	118.97	89.23
150	Filteraufsatz	89 x 89 x 57	36	TPP99155	188.72	141.54
150	Flasche	93 x 93 x 63	24	TPP99157	73.54	55.16
250	Set komplett	93 x 93 x 145	12	TPP99250	89.95	67.46
250	Filteraufsatz	90 x 89 x 75	24	TPP99255	139.49	104.62
250	Flasche	93 x 93 x 87	24	TPP99257	92.51	69.38
500	Set komplett	93 x 93 x 214	10	TPP99500	96.21	72.16
500	Filteraufsatz	90 x 89 x 110	21	TPP99505	157.95	118.46
500	Flasche	93 x 93 x 121	36	TPP99507	225.64	169.23
1000	Set komplett	111 x 111 x 285	9	TPP99950	163.08	122.31
1000	Filteraufsatz	108 x 108 x 143	12	TPP99955	169.23	126.92
1000	Flasche	111 x 111 x 160	20	TPP99957	194.87	146.15



25% Rabatt

TPP Zellkulturflaschen



Zur optimalen Zelladhäsion wird die Wachstumsfläche optisch - mechanisch aktiviert. Dies sorgt für bestes Zellwachstum. Die Geometrie des Flaschenhalses garantiert eine optimale Zugänglichkeit von TPP - Pipetten, Schabern und Spachteln.

Merkmale:

- + Gleichmässig oberflächenaktivierte, plane Wachstumsfläche
- + Erhöhte Überlaufhöhe des Flaschenhalses reduziert die Gefahr des Überschwappens
- + Kristallklare Transparenz
- + Stapelrand ermöglicht stabiles, rutschsicheres Stapeln mehrerer TPP Flaschen, auch der Spezialflaschen von TPP

Wachstumsfläche cm ²	Version	Volumen ml	Abmessung aussen mm	sterile Sub-VE	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE EUR	Jetzt EUR
25	VENT	15	92 x 51 x 29	10	360	TPP90025	245.13	183.85
25	Filter	15	92 x 51 x 29	10	360	TPP90026	269.74	202.31
75	VENT	65	155 x 87 x 40	5	100	TPP90075	128.21	96.16
75	Filter	65	155 x 87 x 40	5	100	TPP90076	140.51	105.38
150	VENT	165	210 x 122 x 50	3	36	TPP90150	101.23	75.92
150	Filter	165	210 x 122 x 50	3	36	TPP90151	108.72	81.54
300	VENT	410	275 x 170 x 50	3	18	TPP90300	109.74	82.31
300	Filter	410	275 x 170 x 50	3	18	TPP90301	108.72	81.54

