



**Der bimos Labsit - komfortabel,
praktisch, bequem! S.16**


Preise gültig bis 31.05.2026



bimos



**OHAUS misst.
Heidolph mischt.
Perfekte
Laborpräzision!
S. 2/6**



heidolph
research made easy

Die besten Mischer im Top-Angebot!



LLG-Magnetrührer RCT standard 2.0

Die nächste Generation des IKA/LLG-Labware Topsellers LLG-RCT Standard. Neues Design, neue Funktionen! Bewährte und zuverlässige Qualität!

- + Digital geregelte Drehzahl und Temperatur
- + Übersichtliches LED-Display
- + Anzeige der eingestellten Sicherheitstemperaturgrenze
- + Hot Top Indikator: Warnung bei heisser Oberfläche zum Schutz vor Verbrennungen!
- + Einstellbarer Sicherheitskreis der Heizplattentemperatur
- + Fehlercodeanzeige bei Störung
- + Anschluss für externen PT1000 Temperaturfühler
- + Die Regelgenauigkeit mit Kontaktthermometer ETS-D5 beträgt $\pm 0,5\text{ }^{\circ}\text{C}$
- + Heizplatte aus Aluminium für optimale Wärmeübertragung
- + Hohe Sicherheit durch verbesserte Heizregeltechnik
- + USB-Schnittstelle
- + Leistungsstarker Motor
- + Starke Magnetanbindung
- + Inkl. Schutzhaube
- + Geprüft nach DIN EN IEC 61010-1

Lieferumfang (6320400): Magnetrührer, Temperaturfühler PT1000, Schraubendreher, Schutzhaube, Netz-Kabel (H11)

Lieferumfang Set (6320411): Magnetrührer, Kontaktthermometer ETS-D5, Temperaturfühler PT1000, Schutzhaube, Stativmaterial

36-45% Rabatt

| Beschreibung | Rührmenge l | Drehzahl min-1 | Aufstellfläche Ø mm | Menge pro VE | Bestell Nr. | Preis/VE EUR | Jetzt EUR |
|---------------------------------------|-------------|----------------|---------------------|--------------|-------------|--------------------|-----------|
| LLG-Magnetrührer RCT standard 2.0 | 20 | 50 ... 1500 | 135 | 1 | 6320400 | 752.90 | 414.10 |
| LLG-Magnetrührer RCT standard 2.0 Set | 20 | 50 ... 1500 | 135 | 1 | 6320411 | 1340.90 | 858.18 |



Magnetrührer Hei-PLATE Mix'n Heat Core+, LLG Premium Line

Der neue Magnetrührer Hei PLATE Mix n Heat Core+ bietet überzeugende Qualität, hervorragende Funktionalität und beste Anwenderfreundlichkeit.

- + Rührmenge max. (H2O): 20 l
- + Drehzahl: 100 ... 1400 min-1
- + Heizleistung: 800 W
- + Temperaturbereich: 20 ... 300 °C
- + Abmessungen Aufstellfläche: Ø 145 mm
- + Abmessungen (B x T x H): 168 x 299 x 101 mm

Lieferumfang: Magnetrührer Hei-PLATE Mix 'n' Heat Core+, Temperatursensor Pt1000 (V4A), Halterung für Pt1000 (inkl. Haltestab, Haltevorrichtung mit Kabelführung), Silikonabdeckung

25% Rabatt

| Typ | Menge pro VE | Bestell Nr. | Preis/VE EUR | Jetzt EUR |
|------------------------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| Hei-PLATE Mix 'n' Heat Core+ | 1 | 6490528 | 877.80 | 658.35 |



Kontrolliertes Wippen und Schütteln!

Vortex Genie® 2

Robustes und zuverlässiges Schüttelgerät zum schnellen Mischen und Schütteln von Proben. Vielfältiges Zubehör: z. B. Aufsätze für Reagenzgläser, Bechergläser, Reaktionsgefäße etc. Aufsätze durch Schnappverschlussystem leicht auswechselbar.

+ **Lieferumfang:** Vortexer, Plattform (Ø 76 mm) mit Gummiauflage, Pop-off Aufsatz



| Typ | Menge pro VE | Bestell Nr. | Preis/VE EUR | Jetzt EUR |
|-----------------|--------------|-------------|-------------------|--------------|
| Vortex Genie® 2 | 1 | 9730060 | 477.26 | 262.49 |

45% Rabatt

Rollenmischer LLG-uniROLLER 6 easy und pro

Analoger oder digitaler Rollenmischer mit 6 Rollen zum effizienten Mischen von biologischen Proben, viskosen Substanzen und Suspensionen. Wird in einer Vielzahl von Anwendungen verwendet, z. B. zur Verhinderung von Blutgerinnung und Immunpräzipitation.

Wichtige Merkmale:

- + Zum sanften Mischen von Proben
- + Max. Gefäßgröße 1 Liter Flasche, Max. Beladung: 4 kg
- + Drehzahlbereich: LLG-uniROLLER easy: 0 ... 70 min-1 // LLG-uniROLLER pro: 10 ... 70 min-1, in 1 min-1-Schritten einstellbar
- + LLG-uniROLLER 6 pro: LCD Bildschirm
- + Zulässige Umgebungstemperatur: 5...40°C



45-50% Rabatt

| Typ | Rollen | Beschreibung | Gewicht kg | Abmessungen (B x T x H) mm | Menge pro VE | Bestell Nr. | Preis/VE EUR | Jetzt EUR |
|----------------------|--------|--------------|---------------|-------------------------------|-----------------|-------------|-------------------|--------------|
| LLG-uniROLLER 6 easy | 6 | analog | 4.5 | 260 x 450 x 120 | 1 | 6263645 | 426.30 | 213.15 |
| LLG-uniROLLER 6 pro | 6 | digital | 5.1 | 260 x 450 x 120 | 1 | 6263647 | 627.70 | 345.24 |

Wippschüttler 35 EZ, einfache Plattform



Wippschüttler 35 EZ von Labnet mit grosser Kapazität. Dieser verbesserte Schüttler zeichnet sich durch eine lange Lebensdauer, eine grosse Plattform und eine genaue Kontrolle der Wipp-Parameter aus. Er hat eine Garantie von 5 Jahren. Sowohl Geschwindigkeit und Zeit sind einfach zu wählen und die überarbeitete analoge Steuerung zeigt die eingestellten Werte äusserst präzise an. Der Neigungswinkel ist leicht über einen seitlichen Knopf einstellbar. Dieses Schüttler-System hat eine Traglast von bis zu 5 kg. Enthalten ist eine rutschfeste, gerippte Gummimatte, um die Probengefäße in Position zu halten. Timer von 10 bis 120 min oder Dauerbetrieb.



| Nennvolumen l | Menge pro VE | Bestell Nr. | Preis/VE EUR | Jetzt EUR |
|------------------|-----------------|-------------|-------------------|--------------|
| 10 | 1 | 6283296 | 858.80 | 755.74 |

12% Rabatt

BINDER - die Marke für höchste Präzisionsansprüche!



Serie FD/FED | Trocken- und Wärmeschränke Avantgarde.Linie mit Umluft und erweiterten Zeitfunktionen (FED)

- + Temperaturbereich: Raumtemperatur plus 10°C bis 300°C
- + Bis zu 30% energiesparender als marktübliche Geräte
- + Hohe Temperaturgenauigkeit durch APT.line™ Technologie
- + Umluft - Controller mit LCD-Anzeige (FD); Einstellbare Lüfterdrehzahl - Controller mit LCD-Anzeige und erweiterten Zeitfunktionen (FED)
- + Elektromechanische Steuerung der Abluftklappe
- + 2 verchromte Einschubgitter
- + Geräte bis 116 l stapelbar
- + Integrierter Temperaturwählbegrenzer Klasse 2 (DIN 12880) mit optischem Alarm
- + Ergonomisches Griffdesign
- + USB-Anschluss für Aufzeichnung der Daten

32.5% Rabatt

| Typ | Innenraum l | Abmessungen außen (B x T x H) mm | Abmessungen innen (B x T x H) mm | Menge pro VE | Bestell Nr. | Preis/VE EUR | Jetzt EUR |
|--------|-------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------|-------------|--------------------|-----------|
| FD56 | 60 | 560 x 565 x 625 | 400 x 345 x 440 | 1 | 6280069 | 1998.00 | 1348.65 |
| FD115 | 116 | 710 x 605 x 735 | 550 x 385 x 550 | 1 | 4658060 | 2752.00 | 1857.60 |
| FD260 | 259 | 810 x 825 x 940 | 650 x 515 x 780 | 1 | 6280362 | 4554.00 | 3073.95 |
| FD720 | 741 | 1,165 x 870 x 1590 | 1000 x 570 x 1300 | 1 | 6291250 | 8235.00 | 5558.60 |
| FED56 | 60 | 560 x 565 x 625 | 400 x 345 x 440 | 1 | 6280295 | 2713.00 | 1831.28 |
| FED115 | 116 | 710 x 605 x 735 | 550 x 385 x 550 | 1 | 6280284 | 3614.00 | 2439.45 |
| FED260 | 259 | 810 x 760 x 940 | 650 x 515 x 780 | 1 | 6280296 | 5272.00 | 3558.60 |
| FED720 | 741 | 1,165 x 870 x 1590 | 1000 x 570 x 1300 | 1 | 4668970 | 9064.00 | 6118.02 |



Trocken- und Wärmeschränke ED Avantgarde.Linie

Trocken- und Wärmeschränke eignen sich für routinemäßige Trocknungs- und Sterilisationsaufgaben bei homogener Temperaturverteilung.

- + Hohe Temperaturgenauigkeit durch APT.line™ Technologie
- + Elektromechanische Steuerung der Abluftklappe
- + Geräte bis 114 L stapelbar
- + Ergonomisches Griffdesign
- + USB-Anschluss für die Datenaufzeichnung
- + Integrierter Temperaturwählbegrenzer Klasse 2 (DIN 12880) mit optischem Alarm
- + Mit natürlicher Konvektion
- + Controller mit LCD-Anzeige

32.5% Rabatt

| Typ | Innenraum l | Abmessungen aussen (B x T x H) mm | Abmessungen innen (B x T x H) mm | Menge pro VE | Bestell Nr. | Preis/VE EUR | Jetzt EUR |
|-------|-------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------|-------------|--------------------|-----------|
| ED56 | 57 | 560 x 565 x 625 | 360 x 380 x 420 | 1 | 4658061 | 1508.00 | 1017.90 |
| ED115 | 114 | 710 x 605 x 705 | 510 x 425 x 530 | 1 | 4658059 | 2222.00 | 1499.85 |
| ED260 | 255 | 810 x 760 x 940 | 650 x 515 x 780 | 1 | 6280292 | 4151.00 | 2801.93 |
| ED720 | 743 | 1165 x 870 x 1590 | 960 x 605 x 1280 | 1 | 4679312 | 7376.00 | 4978.80 |

eppendorf

Eppendorf – Exzellenz im Detail!

Eppendorf ThermoMixer™ C

Der Eppendorf ThermoMixer C verbindet einzigartige Mischperformance mit überragender Temperaturleistung und sorgt stets für vollständige, zuverlässige und reproduzierbare Versuchsergebnisse. Unterstützen Sie die Durchmischung Ihrer Probe durch parallele Temperierung oder verkürzen Sie die Reaktionszeit Ihrer Inkubation durch gleichzeitiges Mischen.

- + herausragende Mischergebnisse dank einzigartiger 2DMix-ControlTechnologie
- + Vermeidung von Kondensatbildung und verbesserte Temperaturhomogenität bei Verwendung des neuen ThermoTop
- + Eppendorf QuickRelease™ Technologie zum einfachen Auswechseln der Eppendorf SmartBlocks™
- + Höchste Flexibilität dank der großen Auswahl an austauschbaren SmartBlocks™
- + Heizen, Mischen und Kühlen in allen gängigen Gefäß- und Plattenformaten



23% Rabatt

Wechselblöcke Eppendorf SmartBlocks™

Eppendorf bietet eine Vielzahl an austauschbaren SmartBlocks für alle gängigen Gefäßformate im Volumenbereich von 0,5 ml bis 50 ml an.

| Typ | Beschreibung | Menge pro VE | Bestell Nr. | Preis/VE EUR | Jetzt EUR |
|--------------------|--|--------------|-------------|--------------------|-----------|
| ThermoMixer C | Grundgerät ohne Thermoblock, 220-240 V | 1 | 9776902 | 3233,00 | 2489,41 |
| Smartblock 0.5 ml | Thermoblock für 24 Reaktionsgefäße 0,5ml | 1 | 9776906 | 671,00 | 516,67 |
| Smartblock 1.5 ml | Thermoblock für 24 Reaktionsgefäße 1,5ml | 1 | 9776907 | 671,00 | 516,67 |
| Smartblock 2.0 ml | Thermoblock für 24 Reaktionsgefäße 2,0ml | 1 | 9776908 | 671,00 | 516,67 |
| SmartBlock 5,0ml | Thermoblock für 8 Reaktionsgefäße 5,0ml | 1 | 9776909 | 796,00 | 612,92 |
| SmartBlock 15ml | Thermoblock für 8 konische Gefäße 15ml | 1 | 9776910 | 796,00 | 612,92 |
| SmartBlock 50ml | Thermoblock für 4 konische Gefäße 50ml | 1 | 9776911 | 730,00 | 562,10 |
| SmartBlock 12mm | für 24 Reaktionsgefäße Ø 11-11,9mm, Höhe 34-76mm | 1 | 9776912 | 833,00 | 641,41 |
| SmartBlock plates | für Mikrottestplatten und DeepWell-Platten, inkl. Deckel | 1 | 9776914 | 833,00 | 641,41 |
| SmartBlock PCR 96 | Thermoblock für PCR-Platten 96, inkl. Deckel | 1 | 9776915 | 833,00 | 641,41 |
| SmartBlock PCR 384 | Thermoblock für PCR-Platten 384, inkl. Deckel | 1 | 9776916 | 833,00 | 641,41 |

Mikrozentrifuge 5425 (General Lab Product)

Die Mikrozentrifugen 5425 und 5425 R sind flüsterleise und bieten herausragende Eigenschaften für ein breites Spektrum an molekular- und zellbiologischen Anwendungen in Eppendorf- und PCR-Gefäßen von 0,2 bis 5 ml. Die gekühlte Zentrifuge 5425 R bietet mit ihrem fortschrittlichen Kühlsystem eine präzise Temperaturkontrolle für die Verarbeitung von temperaturempfindlichen Proben.

- + Aerosoldichte Eppendorf QuickLock®-Deckel für eine einfache und sichere Handhabung
- + Herausragende Softwarefunktionen (z. B. einstellbare Beschleunigungs- und Bremsrampen),
- + Kurzfunktion ohne ständiges Dauerdrücken der Taste)
- + Erweitertes Rotorprogramm (z. B. 5,0 ml-Rotor, Ausschwingrotor für PCR-Streifen)
- + OptiBowl®-Design für leisen Betrieb, auch ohne Rotordeckel
- + Soft-Touch-Ein-Finger-Deckelverschluss. Max. Rotorkapazität: 10 × 5,0 ml Gefäße
- + Max. Drehzahl: 21.300 × g (15.060 rpm)

eppendorf



23% Rabatt

| Type | Beschreibung | Menge pro VE | Bestell Nr. | Preis/VE EUR | Jetzt EUR |
|--------|--|--------------|-------------|--------------------|-----------|
| 5425 | nicht gekühlt, mit Drehknöpfen, mit aerosoldichtem Rotor FA-24x2, 230V/50-60Hz | 1 | 4661166 | 2976,00 | 2291,52 |
| 5425 R | gekühlt, mit Drehknöpfen, mit Rotor FA-24x2, 230 V/50-60 Hz | 1 | 4681451 | 6054,00 | 4661,58 |

Exakte Waagen für perfekte Ergebnisse!



Tragbare Waagen Scout® SKX

- + Hervorragender Überlastungsschutz und praktisches, stapelbares Design für bequeme Lagerung
- + Durch ihre helle, hintergrundbeleuchtete LCD-Anzeige und die 4-Tasten-Bedienung ist die neue Scout® gut ablesbar und einfach zu bedienen
- + Verschiedene Anschlussmöglichkeiten zur Datenprotokollierung und Kommunikation
- + Hohe Wägeschwindigkeit und hohe Auflösung. Wiederholbare und zuverlässige Ergebnisse
- + Anwendung: Wägen, Dichtebestimmung, Molwägen
- + Betrieb: Netzteil (im Lieferumfang enthalten), Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)
- + Schnittstellen: Optionale RS232-Schnittstelle, USB-Host, USB-Gerät, Bluetooth oder Ethernet
- + Konstruktion: ABS-Gehäuse, Edelstahlwägeplatte, austauschbare Arbeitsschutzabdeckung
- + Ausstattung: Kurze Stabilisierungszeit, Menüschalter, stapelbares Design, Sicherheits-Slot, integrierter Unterflurwägehaken für Wiegeanwendungen unter der Waage, Transportsperre, abnehmbare Wägeplattform aus Edelstahl, Stabilitätsanzeige, Überlastungs- und Unterlastanzeige, Batterieladestandsanzeige, selbsttätige Abschaltung

38% Rabatt

| Typ | Max. Last g | Plattform mm | Ablesbarkeit g | Menge pro VE | Bestell Nr. | Preis/VE EUR | Jetzt EUR |
|---------|-------------|--------------|----------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| SKX123 | 120 | Ø 93 | 0.001 | 1 | 6281344 | 585.00 | 362.70 |
| SKX222 | 220 | Ø 120 | 0.01 | 1 | 6281345 | 417.00 | 258.54 |
| SKX422 | 420 | Ø 120 | 0.01 | 1 | 6281346 | 499.00 | 309.38 |
| SKX622 | 620 | Ø 120 | 0.01 | 1 | 6281347 | 555.00 | 344.10 |
| SKX1202 | 1200 | 170 x 140 | 0.01 | 1 | 6281348 | 645.00 | 399.90 |
| SKX2202 | 2200 | 170 x 140 | 0.01 | 1 | 6281349 | 695.00 | 430.90 |
| SKX421 | 420 | Ø 120 | 0.1 | 1 | 6281350 | 246.00 | 152.52 |
| SKX621 | 620 | 170 x 140 | 0.1 | 1 | 6281351 | 278.00 | 172.36 |
| SKX2201 | 2200 | 170 x 140 | 0.1 | 1 | 6281352 | 410.00 | 254.20 |
| SKX6201 | 6200 | 170 x 140 | 0.1 | 1 | 6281353 | 565.00 | 350.30 |
| SKX8200 | 8200 | 170 x 140 | 1 | 1 | 6281354 | 337.00 | 208.94 |



Präzisionswaagen Typ EW-N und EG-N

Das Gehäuse ist aus stoßsicherem Kunststoff. Ein ansteigendes Leuchtband zeigt den noch verfügbaren Wägebereich an.

- + LCD-Display. Interne Justierautomatik (Typ EG-N). Justierprogramm CAL (Typ EW-N)
- + Windschutz serienmäßig bei Modellen mit Ablesbarkeit d = 0,001 g
- + Stückzahlprogramm, Prozentwägefunktion, Unterflurwägeeinrichtung
- + Wägen mit Toleranzbereich. Datenschnittstelle RS-232
- + **Lieferumfang:** Präzisionswaage, Arbeitsschutzhaube
- + Optional erhältlich: Thermodrucker, Statistikdrucker, interner Akku-Pack, DKD-Kalibrierschein für Waage



40.5% Rabatt

| Typ | Max. Last g | Plattform mm | Ablesbarkeit g | Menge pro VE | Bestell Nr. | Preis/VE EUR | Jetzt EUR |
|-------------|-------------|--------------|----------------|--------------|-------------|--------------------|-----------|
| EW220-3NM | 220 | Ø 118 | 0.001 | 1 | 9901007 | 850.00 | 505.75 |
| EW420-3NM | 420 | Ø 118 | 0.001 | 1 | 9901008 | 980.00 | 583.10 |
| EW620-3NM | 620 | Ø 118 | 0.001 | 1 | 9901009 | 1090.00 | 648.55 |
| EW820-2NM | 820 | Ø 140 | 0.01 | 1 | 9901010 | 770.00 | 458.15 |
| EW2200-2NM | 2200 | Ø 160 | 0.01 | 1 | 9901011 | 940.00 | 559.30 |
| EW4200-2NM | 4200 | Ø 160 | 0.01 | 1 | 9901012 | 1040.00 | 618.80 |
| EW6200-2NM | 6200 | Ø 160 | 0.01 | 1 | 9901013 | 1130.00 | 672.35 |
| EW12000-1NM | 12000 | Ø 160 | 0.1 | 1 | 9901014 | 890.00 | 529.55 |
| EG620-3NM | 620 | Ø 118 | 0.001 | 1 | 9901015 | 1310.00 | 779.45 |
| EG2200-2NM | 2200 | Ø 160 | 0.01 | 1 | 9901016 | 1120.00 | 666.40 |
| EG4200-2NM | 4200 | Ø 160 | 0.01 | 1 | 9901017 | 1230.00 | 731.85 |
| EG220-3NM | 220 | Ø 118 | 0.001 | 1 | 9901018 | 1070.00 | 636.65 |
| EG420-3NM | 420 | Ø 118 | 0.001 | 1 | 9901019 | 1170.00 | 696.15 |



Effizient und sicher pumpen und absaugen!

Mini-Membran-Vakuumpumpe LABOPORT® N 96, chemiefest

Die Pumpe kombiniert hohe Förderleistung mit einem sehr kompakten Design. Geeignet für die Filtration, SPE und Flüssigkeitsabsaugung über Vakuum. Sie ist durch die manuelle Drehzahlregelung regelbar in der Förderleistung, sehr energieeffizient und leise in der Anwendung.

- + Leicht zu reinigende Oberfläche
- + Sehr geringe Stellfläche
- + Regelbar durch manuelle Drehzahlregelung
- + PTFE-beschichtete Membrane für aggressive/korrosive Gase und Dämpfe

| Typ | Abmessungen (BxTxH) mm | Endvakuum mbar | Förderleistung l/min | Menge pro VE | Bestell Nr. | Preis/VE EUR | Jetzt EUR |
|-----------|------------------------|----------------|----------------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| EW220-3NM | 75 x 156 x 119 | 130 | 7 | 1 | 4672374 | 498.00 | 323.70 |



35% Rabatt

Membranpumpen Chemie-Ausführung, ME 1C

Aufgrund der bedienerfreundlichen Funktionalität, Kompaktheit und Leistungsstärke sind die Membranpumpen ME 1C perfekte Partner für Einzelfiltration und Mehrfach-Absaugvorrichtungen.

- + Ideal für kontinuierliches, ölfreies Pumpen von Gasen bei geringen Vakuumanforderungen
- + Verbrauchen im Gegensatz zu Wasserstrahlpumpen kein Wasser und erzeugen dadurch auch kein kontaminiertes Abwasser
- + Abgepumpte Gase und Dämpfe kommen nur mit chemikalienbeständigen Fluorkunststoffen in Berührung
- + Wird auch gern für die Festphasenextraktion eingesetzt (SPE)
- + Ein optionaler Vakuumfeinregulierkopf mit manuellem Regelventil und Manometer erlaubt die stufenlose Einstellung des effektiven Saugvermögens und des Endvakuums
- + Gasballast für zuverlässige Pumpleistung. Die Zufuhr von Gasballast minimiert die Kondensationsgefahr in der Pumpe.

| Typ | Abmessungen (BxTxH) mm | Endvakuum mbar | Förderleistung m ³ /h | Menge pro VE | Bestell Nr. | Preis/VE EUR | Jetzt EUR |
|-------|------------------------|----------------|----------------------------------|--------------|-------------|--------------------|-----------|
| ME 1C | 121 x 270 x 154 | 100 | 0.7 | 1 | 9880934 | 1030.00 | 690.10 |

VACUUBRAND®



33% Rabatt

Absaugsystem LLG-uniVACUUSYS

Das LLG-uniVACUUSYS Absaugsystem mit integrierter Vakuumpumpe und Vakuumregler ist ideal geeignet zum Absaugen von Flüssigkeiten für Anwendungen im Life Science Bereich, wie z.B. die Entfernung von Medien aus Zellkulturen, das Absaugen von Überständen nach Zentrifugation oder die Entfernung von Waschlösungen aus Immun-Assay Platten.

- + Integrierte Vakuumpumpe mit Vakuum-Kontrolle. Einfache Bedienung
- + Flüssigkeits-Füllstandssensor
- + Autoklavierbare Abfallsammelflasche und Düse
- + **Lieferumfang:** Vakuumabsaugsystem mit integrierter Pumpe, 4 Liter-Abfallsammelflasche, 1-Kanal-Nadel und 8-Kanal-Nadel Absaugaufsätze, 1-Kanal- und 8-Kanal Absaugaufsatz für 200 µl-Pipettenspitzen, 1-Kanal Absaugaufsatz für 1000 µl-Pipettenspitzen, Schläuche und Schnellverschlüsse

| Typ | Menge pro VE | Bestell Nr. | Preis/VE EUR | Jetzt EUR |
|-----------------|--------------|-------------|--------------------|-----------|
| LLG-uniVACUUSYS | 1 | 6263585 | 1307.60 | 693.03 |



47% Rabatt

Schutz, der Verantwortung trägt!



55% Rabatt

LLG Labormantel, 100% Baumwolle



Schützen Sie Ihre Kleidung!

- + Sehr stabiles Material, hervorragender Tragekomfort
- + Vorderverschluss mit Druckknopfleiste - schnell und leicht zu öffnen
- + Mit einer doppelgenähten Brusttasche und zwei Seitentaschen
- + Mit Reverskragen
- + Damenmodell mit Rückengurt
- + Waschbar bis 60°C
- + Gewicht: 220 g/m²

| Typ | Größe | Menge pro VE | Bestell Nr. | Preis/VE EUR | Jetzt EUR |
|-------------------|-------|--------------|-------------|------------------|-----------|
| Damenlabormantel | 36/38 | 1 | 9414342 | 39.50 | 17.78 |
| Damenlabormantel | 40/42 | 1 | 9414343 | 39.50 | 17.78 |
| Damenlabormantel | 44/46 | 1 | 9414344 | 39.50 | 17.78 |
| Herrenlabormantel | 44/46 | 1 | 9414345 | 42.10 | 18.95 |
| Herrenlabormantel | 48 | 1 | 9414346 | 39.50 | 17.78 |
| Herrenlabormantel | 50 | 1 | 9414347 | 39.50 | 17.78 |
| Herrenlabormantel | 52 | 1 | 9414348 | 39.50 | 17.78 |
| Herrenlabormantel | 54 | 1 | 9414349 | 39.50 | 17.78 |
| Herrenlabormantel | 56 | 1 | 9414350 | 44.10 | 19.85 |



Einwegoverall Tyvek® 500 Xpert, Typ 5/6



DuPont™ Tyvek® 500 Xpert, Modell EUR5, weisser Anzug mit Kapuze in den Größen S bis XXXL. Robust und leicht; weniger als 180 g pro Anzug. 3-teilige Kapuze für optimalen Sitz an Kopf und Gesicht bei Kopfbewegungen. Gummizüge an Kapuze, Ärmel- und Beinenden. Eingeklebter Gummizug im Rückenbereich. Großzügig geschnittener Zwickel für hohe Bewegungsfreiheit. Grosser, leicht zu greifender Schieber am Reißverschluss.

- + Chemikalienschutzkleidung, Kategorie III, Typ 5-B und 6-BEN 14126 (Schutzkleidung gegen Infektionserreger), EN 1073-2 (Schutzkleidung gegen radioaktive Kontamination)
- + Antistatische Ausrüstung (EN 1149-5) - auf beiden Seiten
- + Außenliegende Nähte mit einer zum Patent angemeldeten Nahttechnologie ermöglichen höhere Dichtigkeit gegen Flüssigkeits-Sprühnebel
- + Sehr geringe nach innen gerichtete Leckage durch optimiertes Design
- + Selbstsichernder Tyvek® Reißverschluss mit Reissverschlussabdeckung für noch höheren Schutz

| Größe | Menge pro VE | Bestell Nr. | Preis/VE EUR | Jetzt EUR |
|-------|--------------|-------------|------------------|-----------|
| S | 1 | 9390054 | 16.00 | 8.80 |
| M | 1 | 9390055 | 16.30 | 8.97 |
| L | 1 | 9390056 | 16.70 | 9.19 |
| XL | 1 | 9390057 | 16.30 | 8.97 |
| XXL | 1 | 9390058 | 11.70 | 6.44 |
| XXXL | 1 | 9390059 | 16.70 | 9.19 |

45% Rabatt



Sicherheit bis in die Fingerspitzen!

LLG-Einmalhandschuhe ergo, Nitril, puderfrei

Einmalhandschuh aus Nitril, der die angenehmen Trageeigenschaften und das hohe Tastempfinden von Latex mit der Schutzfunktion von Nitril kombiniert. Kein Allergierisiko!

- + Kat. III gegen geringe chemische Gefährdung. AQL 1,5.
- + Frei von Phthalaten/Weichmachern und allergieauslösenden Latexproteinen
- + Dünn - sehr hoher Tragekomfort! Dicke doppelt gemessen: 0,12 mm

| | Menge pro VE | Bestell Nr. | Preis/VE EUR | Jetzt EUR |
|----|--------------|-------------|------------------|-----------|
| XS | 200 | 9006370 | 25.90 | 10.36 |
| S | 200 | 9006371 | 25.90 | 10.36 |
| M | 200 | 9006372 | 25.90 | 10.36 |
| L | 200 | 9006373 | 25.90 | 10.36 |
| XL | 180 | 9006374 | 25.90 | 10.36 |



60% Rabatt

LLG-Einmalhandschuhe standard, Nitril, puderfrei

Einmalhandschuh aus Nitril mit angenehmem Tragekomfort und höherem Chemikalienschutz - eben der Standard-Handsuh für das Labor!

- + Kat. III gegen geringe chemische Gefährdung. AQL 1,5.
- + Frei von Phthalaten/Weichmachern und allergieauslösenden Latexproteinen
- + Dicke doppelt gemessen: 0,16 mm

| Größe | Menge pro VE | Bestell Nr. | Preis/VE EUR | Jetzt EUR |
|-------|--------------|-------------|------------------|-----------|
| S | 100 | 9006375 | 16.90 | 6.76 |
| M | 100 | 9006376 | 16.90 | 6.76 |
| L | 100 | 9006377 | 16.90 | 6.76 |
| XL | 90 | 9006378 | 16.90 | 6.76 |



60% Rabatt

LLG-Einmalhandschuhe standard long, Nitril, puderfrei

Einmalhandschuh aus Nitril mit angenehmem Tragekomfort und höherem Chemikalienschutz

- + Kat. III gegen geringe chemische Gefährdung. AQL 1,5.
- + Frei von Phthalaten/Weichmachern und allergieauslösenden Latexproteinen
- + **300 mm lang zum Schutz des Unterarmes**

| Größe | Menge pro VE | Bestell Nr. | Preis/VE EUR | Jetzt EUR |
|-------|--------------|-------------|------------------|-----------|
| S | 100 | 6270366 | 14.90 | 5.96 |
| M | 100 | 6270367 | 14.90 | 5.96 |
| L | 100 | 6270368 | 14.90 | 5.96 |
| XL | 90 | 6270369 | 14.90 | 5.96 |



60% Rabatt

LLG-Einmalhandschuh classic, Latex

Der ideale Handschuh für alle Anwendungen, in denen ein gutes Tastempfinden im Vordergrund steht. Besonders hautfreundlich und puderfrei.

- + Kat. III gegen geringe chemische Gefährdung. AQL 1,5.
- + Thiuramfrei, reduziertes Risiko von Kontaktekzemen

| Größe | Menge pro VE | Bestell Nr. | Preis/VE EUR | Jetzt EUR |
|-------|--------------|-------------|------------------|-----------|
| S | 100 | 9006383 | 14.90 | 5.96 |
| M | 100 | 9006384 | 14.90 | 5.96 |
| L | 100 | 9006385 | 14.90 | 5.96 |
| XL | 90 | 9006386 | 14.90 | 5.96 |



60% Rabatt

Trennen. Bewahren. Vertrauen.

CORNING



Zentrifugenröhrchen FALCON™, PS, mit Zellsieb- kappe

- + Rundboden
- + Max. RZB: 1'400 x g
- + Steril
- + PS. Pyrogenfrei

| Typ | Nenn. vol. ml | Menge pro VE | Bestell Nr. | Preis EUR | Jetzt EUR |
|---------------------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| Zentrifugenröhrchen | 5 | 500 | 6239150 | 611.40 | 476.89 |

22% Rabatt



Einfrierhilfe für Zellkulturen FreezerCell™

FreezerCell™ kann für eine Vielzahl von Zelltypen verwendet werden, darunter Stammzellen, Primärzellen, Zelllinien und Hefen.

Die Einfrierhilfe benötigt keine Zusatzstoffe, muss lediglich in eine Ultra-Tiefkühltruhe gestellt werden und die Kühlung verläuft mit -1 °C pro Minute.

| Typ | Abmessungen (B x T x H) mm | Menge pro VE | Bestell Nr. | Preis/VE EUR | Jetzt EUR |
|------------------------------|----------------------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| Sechseckform für 12 Röhrchen | 108 x 108 x 100 | 1 | 4665863 | 116.60 | 93.28 |
| Quadratisch für 12 Röhrchen | 117 x 117 x 100 | 1 | 4665865 | 110.10 | 94.48 |

20% Rabatt



Nalgene Mr. Frosty Einfrierboxen, PC

Nalgene Mr. Frosty Einfrierboxen günstig geliefert von Faust Laborbedarf AG.

- + Schraubverschluss aus blauem HDPE
- + Röhrchenhalter aus weissem HDPE
- + Schaumstoffeinlage
- + Abkühlrate 1 °C/min.
- + Röhrchen leicht entnehmbar
- + Zahlenmarkierungen
- + Stapelbar
- + Verschlussgröße 120 mm

47% Rabatt

| Für Röhrchen ml | Ø mm | Höhe mm | Anzahl Röhrchen | Menge pro VE | Bestell Nr. | Preis/VE EUR | Jetzt EUR |
|-----------------|------|---------|-----------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 1,0 ... 2,0 | 117 | 86 | 18 | 1 | 9400945 | 187.20 | 99.22 |
| 3,6 | 117 | 151 | 12 | 1 | 9400990 | 192.00 | 101.76 |
| 4,5 ... 5,0 | 117 | 151 | 12 | 1 | 9400991 | 192.00 | 101.76 |

Mettler Toledo - einfach und genau!

METTLER TOLEDO

pH-Messgeräte FiveEasy™ pH F20 / FiveEasy Plus™ pH FP20

FiveEasy™ und FiveEasy™ Plus Benchtop-Meter bieten genaue pH / mV-Messungen mit einem einzigen Tastendruck.

- + Grosses, leicht ablesbares Display mit allen wichtigen Informationen auf einen Blick
- + Schnelle und einfache Konnektivität für sichere Datenübertragung zur Dokumentation (nur FP Modell)
- + Elektrodenarm-Verlängerungsstange eingeschlossen
- + **Nur FP20:** Datenspeicher: 200 Messungen, Schnittstelle: RS232, USB, Referenzeingang

Lieferumfang F20 Standard Kit: Gerät mit CD Bedienungsanleitung, QuickGuide, Konformitätserklärung, Testzertifikat, Stromversorgung, 3-in-1 Elektrode LE438, 1 x 4,01 pH, 1 x 7,00 pH, 1 x 9,21 pH Puffer (Beutel).

Lieferumfang FP20 Bio: Wie F20 Standard Kit, zusätzlich mit 3-in-1 Glas-Elektrode LE410



35% Rabatt

| Beschreibung | Menge pro VE | Bestell Nr. | Preis/VE EUR | Jetzt EUR |
|------------------|--------------|-------------|--------------------|-----------|
| F20-Standard Kit | 1 | 6280101 | 825.00 | 536.25 |
| FP20-Bio | 1 | 6280104 | 1140.00 | 741.00 |

LLG-pH Meter 5

Das LLG-pH-Meter 5 ist ein sehr einfach zu bedienendes pH-/mV-/°C-Handmessgerät. Der pH-Wert und die Temperatur können direkt auf der SD-Karte gespeichert (Excel-Datei) oder über die RS-232 Schnittstelle direkt vom pH-Meter auf einen PC übertragen werden.

- + Gelgefüllte pH-Elektrode mit externem Temperaturfühler und 1 m Kabel
- + BNC-Anschluss
- + Automatische Temperaturkompensation (ATC)
- + Grosses, gut ablesbares LCD-Display
- + 3-Punkt-Kalibrierung
- + Zur Verwendung mit Standard-SD-Karten bis 16 GB
- + **Lieferumfang:** pH-Meter, pH-Elektrode mit Temperaturfühler, Puffer pH 4 und pH 7, 4 GB SD-Karte,



47% Rabatt

| Typ | Messbereich pH | Genauigkeit pH | Menge pro VE | Bestell Nr. | Preis/VE EUR | Jetzt EUR |
|----------------|----------------|----------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| LLG-pH Meter 5 | 0 ... 14 | ±0,02 + 2d | 1 | 6263691 | 309.90 | 164.25 |

LLG-pH-Pufferlösungen mit Farbcodierung



Die ready-to-use LLG-pH-Pufferlösungen bieten ausgezeichnete Qualität, Präzision und sind auf alle Anforderungen der Endverbraucher abgestimmt. Lieferung in farbcodierten 1 l Flaschen, um die Gefahr von Verwechslungen zwischen den drei pH-Werte zu eliminieren.

- + Genauigkeit ±0,01, getestet und zertifiziert bei 25 °C
- + Rückführbar gemäß NIST

| pH-Wert bei 25 °C | Farbe | Menge pro VE | Bestell Nr. | Preis/VE EUR | Jetzt EUR |
|-------------------|-------|--------------|-------------|------------------|-----------|
| 4,00 | Rot | 1 | 9040865 | 24.90 | 13.20 |
| 7.00 | Gelb | 1 | 9040866 | 24.90 | 13.20 |
| 10.00 | Blau | 1 | 6324540 | 24.90 | 13.20 |



47% Rabatt

Gefrieren und Kühlen mit FASTER und LIEBHERR!



35% Rabatt

Ultra-Tiefkühlschrank ColdFAST

Die ColdFAST M-Serie von FASTER bietet erstklassigen Probenschutz und kombiniert diesen mit Nachhaltigkeit, Geräuschreduzierung und Energieeffizienz.

Das Dualkühlsystem sorgt dafür, dass im Falle eines Kompressorausfalls der andere die Temperatur konstant bei -70°C hält. Mit zwei Kompressoren kann das Gerät in nur 3 Stunden von +25°C auf -80°C herunterkühlen.

- + Mehrfach-Türdichtungen verringern den Verlust kalter Luft in den Abteilen.
- + Hocheffiziente Kühlgebläse sparen Energie und reduzieren den Stromverbrauch um bis zu 40 %
- + Die Ventilatoren besitzen extrem haltbare Lager.
- + Besonders energiesparend und geräuscharm
- + 7" Touch Screen mit benutzerfreundlicher Oberfläche. USB-Port zum Auslesen der Temperaturdaten.
- + Beste Recovery-Zeit auf dem Markt (30 min bei 1 min geöffneter Tür).
- + Gehäuse aus lackiertem Stahlblech.
- + Temperaturbereich (°C) = -40 bis -86.
- + Stromversorgung (V/Hz) = 220-240/50

| Typ | Leistung W | Abm. innen (B x T x H) mm | Abm. aussen (B x T x H) mm | Menge pro VE | Bestell Nr. | Preis/VE EUR | Jetzt EUR |
|------|------------|---------------------------|----------------------------|--------------|-------------|---------------------|-----------|
| 398M | 1400 | 440 x 696 x 1266 | 786 x 1040 x 1947 | 1 | 7932750 | 10720.00 | 6968.00 |
| 528M | 1300 | 585 x 696 x 1266 | 931 x 1040 x 1947 | 1 | 7932751 | 11060.00 | 7189.00 |
| 678M | 1410 | 750 x 696 x 1286 | 1093 x 1025 x 1955 | 1 | 7932753 | 13210.00 | 8586.50 |
| 778M | 1380 | 865 x 696 x 1286 | 1205 x 1025 x 1955 | 1 | 7932754 | 14170.00 | 9210.50 |
| 858M | 1640 | 877 x 696 x 1378 | 1220 x 1028 x 1994 | 1 | 7932755 | 15560.00 | 10114.00 |

LIEBHERR



38% Rabatt

Labor-Kühlschränke und Kühl-/Gefrierkombination

Ob in der Biotechnologie, der Pharmaforschung oder im Gesundheitswesen: Wer hochanspruchsvolle Arbeit leistet, setzt auf eine Kühlung, die höchste Ansprüche erfüllt. Mit diesen Laborgeräten bietet Liebherr Lösungen für die enormen Anforderungen im medizinischen und wissenschaftlichen Bereich – und gute Argumente, sich für den Systemspezialisten zu entscheiden. Die Herausragende Performance hat ihre Gründe:

- + Zuverlässige Temperaturstabilität
- + Serienmäßige Sicherheitsfunktionen
- + Innovative Alarmsysteme
- + Nachhaltigkeit und Sparsamkeit
- + Einhaltung der Normen und Richtlinien



| Typ | Ausführung | Abm. außen (B x T x H) mm | Temp.-bereich °C | ATEX | Menge pro VE | Bestell Nr. | Preis/VE EUR | Jetzt EUR |
|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------|------------------------|------|--------------|-------------|--------------------|-----------|
| SRTvg Performance | Unterbau | 597 x 605 x 819 | +3 ... +16 | nein | 1 | 6524382 | 1599.00 | 991.38 |
| SFTfg Performance | Unterbau | 597 x 605 x 819 | -9 ... -30 | ja | 1 | 6493442 | 1749.00 | 1084.38 |
| SRFvg Performance | Stehgerät | 597 x 654 x 1884 | +3 ... +16 | nein | 1 | 4688298 | 2349.00 | 1456.38 |
| SFFsg Performance | Stehgerät | 597 x 654 x 1884 | -9 ... -30 | nein | 1 | 4688293 | 2619.00 | 1623.78 |
| SCFvh 4002 Perfection | Stehgerät, Kühl-/Gefrierkombination | 597 x 654 x 2044 | +3 ... +16; -9 ... -30 | nein | 1 | 6326739 | 3059.00 | 1896.58 |

inkl. Rampenlieferung, exkl. vorgezogene Recyclinggebühr

Liquid Handling in Perfektion!

Einkanal-Mikroliterpipetten Eppendorf Research® plus, variabel

Die ultraleichte Eppendorf Pipette Research plus erfüllt höchste Anforderungen an Präzision und Genauigkeit - verbunden mit perfekter Ergonomie und verbesserter Flexibilität. Ein verfederter Spitzenkonus, eine Anwender-Kalibrieroption, eine verbesserte Volumenanzeige - und all das in einer ultraleichten, vollständig autoklavierbaren Pipette.

Lieferung erfolgt inklusive epT.I.P.S.®.

eppendorf

22.5% Rabatt

| Volumen µl | Teilung µl | Richtigkeit Max. Vol. (≤ ± R%) | Präzision Max. Vol. (≤ VK%) | Farbkennung | Menge pro VE | Bestell Nr. | Preis/VE EUR | Jetzt EUR |
|--------------|------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 0.1 - 2.5 | 0.002 | 1.4 | 0.7 | dunkelgrau | 1 | 6291700 | 318.00 | 246.45 |
| 0.5 - 10 | 0.01 | 1 | 0.4 | mittelgrau | 1 | 6310668 | 318.00 | 246.45 |
| 2 - 20 | 0.02 | 1 | 0.3 | gelb | 1 | 6291701 | 318.00 | 246.45 |
| 2 - 20 | 0.02 | 1 | 0.2 | hellgrau | 1 | 6291704 | 318.00 | 246.45 |
| 10 - 100 | 0.01 | 0.8 | 0.2 | gelb | 1 | 6291702 | 318.00 | 246.45 |
| 20 - 200 | 0.02 | 0.6 | 0.2 | gelb | 1 | 6291703 | 318.00 | 246.45 |
| 30 - 300 | 0.02 | 0.6 | 0.2 | orange | 1 | 6291705 | 318.00 | 246.45 |
| 100 - 1000 | 1 | 0.6 | 0.2 | blau | 1 | 7648488 | 318.00 | 246.45 |
| 500 - 5000 | 2 | 0.6 | 0.15 | lila | 1 | 6290013 | 318.00 | 246.45 |
| 1000 - 10000 | 10 | 0.6 | 0.15 | türkis | 1 | 7649105 | 318.00 | 246.45 |

Einkanal-Mikroliterpipette LLG-proMLP

Die neuen LLG-proMLP Einkanal-Mikroliterpipetten vereinen Präzision und Zuverlässigkeit mit einem äußerst ergonomischen Pipettierverhalten. Der sehr niedrige Kraftaufwand beim Pipettieren entlastet Hand und Daumen, insbesondere bei häufigen und zeitaufwendigen Pipettieraufgaben. LLG-proMLP Pipetten sind somit ideal geeignet für wissenschaftliche Arbeiten, die ein präzises und reproduzierbares Pipettieren erfordern.

50% Rabatt



| Volumen µl | Teilung µl | Richtigkeit Max. Vol. (≤ ± R%) | Präzision Max. Vol. (≤ VK%) | Farbkennung | Menge pro VE | Bestell Nr. | Preis/VE EUR | Jetzt EUR |
|--------------|------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 0.2 - 2 | 0.002 | 1.65 | 0.75 | dunkel orange | 1 | 6270420 | 222.10 | 111.05 |
| 0.5 - 10 | 0.02 | 1.10 | 0.44 | rot | 1 | 6270421 | 222.10 | 111.05 |
| 10 - 100 | 0.20 | 0.80 | 0.17 | hell orange | 1 | 6270423 | 222.10 | 111.05 |
| 20 - 200 | 0.20 | 0.80 | 0.17 | dunkel gelb | 1 | 6270424 | 222.10 | 111.05 |
| 100 - 1000 | 2.00 | 0.80 | 0.17 | dunkel blau | 1 | 6270425 | 222.10 | 111.05 |
| 1000 - 10000 | 20.0 | 0.60 | 0.18 | hell blau | 1 | 6270427 | 222.10 | 111.05 |

LLG-Filterspitzen Low Retention 2.0, PP

Die neue Generation der LLG-Labware Filterspitzen mit geringer Flüssigkeitsretention.

| Max. Volumen µl | Spitzenform | Verpackung | Menge pro VE | Bestell Nr. | Preis/VE EUR | Jetzt EUR |
|-----------------|-------------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 10 | standard | 10 Racks à 96 | 960 | 4668784 | 100.00 | 50.40 |
| 10 | XL | 10 Racks à 96 | 960 | 4668785 | 100.00 | 50.40 |
| 20 | standard | 10 Racks à 96 | 960 | 4668786 | 100.00 | 50.40 |
| 100 | standard | 10 Racks à 96 | 960 | 4668787 | 100.00 | 50.40 |
| 200 | standard | 10 Racks à 96 | 960 | 4668788 | 100.00 | 50.40 |
| 1000 | standard | 8 Racks à 96 | 768 | 4668789 | 100.70 | 50.35 |



50% Rabatt

TPP - oft kopiert, nie erreicht!



20% Rabatt

TPP Vakuumfiltration „rapid“- Filtermax

Dieses Vakuumfiltrationssystem von TPP erbringt eine hohe Ausbeute und ein schnelles Filtrieren Ihrer Lösung. Alle TPP Vakuumfiltrationssysteme der „rapid“-Filtermax-Familie besitzen die gleichen Produktmerkmale:

- + Quadratische Form
- + Hohe Durchflussgeschwindigkeit
- + Die Filtermax passen auf die original Duranflaschen mit GL 45 Gewinde
- + PES-Filtermembrane mit Porengröße von 0.22µm

| Volumen ml | Beschreibung | Abmessungen (L x B x H) mm | Menge pro VE | Bestell Nr. | Preis/VE EUR | Jetzt EUR |
|------------|---------------|----------------------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 150 | Set komplett | 93 x 93 x 103 | 18 | TPP99150 | 122.65 | 98.12 |
| 150 | Filteraufsatz | 89 x 89 x 57 | 36 | TPP99155 | 194.55 | 155.64 |
| 150 | Flasche | 93 x 93 x 63 | 24 | TPP99157 | 75.81 | 60.65 |
| 250 | Set komplett | 93 x 93 x 145 | 12 | TPP99250 | 92.73 | 74.18 |
| 250 | Filteraufsatz | 90 x 89 x 75 | 24 | TPP99255 | 143.80 | 115.04 |
| 250 | Flasche | 93 x 93 x 87 | 24 | TPP99257 | 95.37 | 76.30 |
| 500 | Set komplett | 93 x 93 x 214 | 10 | TPP99500 | 99.18 | 79.34 |
| 500 | Filteraufsatz | 90 x 89 x 110 | 21 | TPP99505 | 162.83 | 130.26 |
| 500 | Flasche | 93 x 93 x 121 | 36 | TPP99507 | 232.62 | 186.10 |
| 1000 | Set komplett | 111 x 111 x 285 | 9 | TPP99950 | 168.12 | 134.50 |
| 1000 | Filteraufsatz | 108 x 108 x 143 | 12 | TPP99955 | 174.46 | 139.57 |
| 1000 | Flasche | 111 x 111 x 160 | 20 | TPP99957 | 200.90 | 160.72 |



20% Rabatt

TPP Zellkulturflaschen



Zur optimalen Zelladhäsion wird die Wachstumsfläche optisch - mechanisch aktiviert. Dies sorgt für bestes Zellwachstum. Die Geometrie des Flaschenhalses garantiert eine optimale Zugänglichkeit von TPP - Pipetten, Schabern und Spachteln.

- + Gleichmäßig oberflächenaktivierte, plane Wachstumsfläche
- + Erhöhte Überlaufhöhe des Flaschenhalses reduziert die Gefahr des Überschwappens
- + Kristallklare Transparenz
- + Stapelrand ermöglicht stabiles, rutschsicheres Stapeln mehrerer TPP Flaschen, auch der Spezialflaschen von TPP
- + Beidseitige Beschriftungsfelder
- + Weiße Volumenskala zur optischen Kontrolle des Füllvolumens

| Wachstumsfläche cm ² | Version | Volumen ml | Abmessung außen mm | sterile Sub-VE | Menge pro VE | Bestell Nr. | Preis/VE EUR | Jetzt EUR |
|---------------------------------|---------|------------|--------------------|----------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 25 | VENT | 15 | 92 x 51 x 29 | 10 | 360 | TPP90025 | 252.71 | 202.17 |
| 25 | Filter | 15 | 92 x 51 x 29 | 10 | 360 | TPP90026 | 278.09 | 222.47 |
| 75 | VENT | 65 | 155 x 87 x 40 | 5 | 100 | TPP90075 | 132.17 | 105.74 |
| 75 | Filter | 65 | 155 x 87 x 40 | 5 | 100 | TPP90076 | 144.86 | 115.89 |
| 150 | VENT | 165 | 210 x 122 x 50 | 3 | 36 | TPP90150 | 104.36 | 83.49 |
| 150 | Filter | 165 | 210 x 122 x 50 | 3 | 36 | TPP90151 | 112.08 | 89.66 |
| 300 | VENT | 410 | 275 x 170 x 50 | 3 | 18 | TPP90300 | 113.14 | 90.51 |
| 300 | Filter | 410 | 275 x 170 x 50 | 3 | 18 | TPP90301 | 112.08 | 89.66 |

Stark im Glas. Sicher im Ergebnis!

Becherglas, Borosilikat 3.3, hohe Form

DIN 12331, ISO 3819, mit Graduierung und Ausguss

| Nennvol. ml | Ø mm | Menge pro VE | Bestell Nr. | Preis/VE EUR | Jetzt EUR |
|-------------|------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 25 | 30 | 10 | 9013924 | 23.00 | 10.35 |
| 50 | 38 | 10 | 9013925 | 22.30 | 10.04 |
| 100 | 48 | 10 | 9013920 | 25.00 | 11.25 |
| 150 | 54 | 10 | 9013921 | 36.90 | 16.61 |
| 250 | 60 | 10 | 9013922 | 37.80 | 17.01 |
| 400 | 70 | 10 | 9013923 | 56.50 | 25.43 |
| 600 | 80 | 10 | 9013930 | 69.60 | 31.32 |
| 800 | 90 | 10 | 9013931 | 96.80 | 43.56 |
| 1000 | 95 | 10 | 9013932 | 110.10 | 49.55 |
| 2000 | 120 | 10 | 6270117 | 182.60 | 82.17 |




55% Rabatt

Becherglas, Borosilikat 3.3, niedere Form

DIN 12331, ISO 3819, mit Graduierung und Ausguss

| Nennvol. ml | Ø mm | Menge pro VE | Bestell Nr. | Preis/VE EUR | Jetzt EUR |
|-------------|------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 5 | 22 | 10 | 9013905 | 27.80 | 12.51 |
| 10 | 26 | 10 | 9013906 | 27.80 | 12.51 |
| 25 | 34 | 10 | 9013900 | 23.00 | 10.35 |
| 50 | 42 | 10 | 9013901 | 21.60 | 9.72 |
| 100 | 50 | 10 | 9013902 | 23.70 | 10.67 |
| 150 | 60 | 10 | 9013903 | 34.50 | 15.53 |
| 250 | 70 | 10 | 9013904 | 37.80 | 17.01 |
| 400 | 80 | 10 | 9013910 | 52.20 | 23.49 |
| 600 | 90 | 10 | 9013911 | 53.10 | 23.90 |
| 800 | 100 | 10 | 9013912 | 65.30 | 29.39 |
| 1000 | 105 | 10 | 9013913 | 113.20 | 50.94 |
| 2000 | 132 | 10 | 6270091 | 157.80 | 71.01 |



55% Rabatt

Verschlussfolie PARAFILM® M



Verschließen mit PARAFILM® kennt jeder im Labor. Die Folie lässt sich bis 200 % dehnen und schmiegt sich auch um unregelmäßige Formen und Oberflächen. PARAFILM® M ist bis zu 48 h gegen viele polare Substanzen wie Salzlösungen, anorganische Säuren und Laugen beständig.

+ Schmelztemperatur 60 °C + Dehnbarkeit 200%. + Dauergebrauchstemp.: -45°C bis +50°C

| Typ | Breite mm | Länge m | Menge pro VE | Bestell Nr. | Preis/VE EUR | Jetzt EUR |
|-------------|-----------|---------|--------------|-------------|------------------|-----------|
| PARAFILM® M | 50 | 75 | 1 | 9170003 | 39.50 | 17.78 |
| PARAFILM® M | 100 | 38 | 1 | 9170002 | 38.00 | 17.10 |
| PARAFILM® M | 100 | 75 | 1 | 9170005 | 76.20 | 34.29 |
| PARAFILM® M | 500 | 15 | 1 | 9170004 | 85.90 | 38.66 |



55% Rabatt

Sitzen Sie gesund und bequem!

bimos



Medical/Labor Hocker

Der Hocker ist die komfortable und flexible Lösung für kurzzeitiges Sitzen im Labor und Gesundheitswesen.

- + Stufenlose Sitzhöhenverstellung
- + Farbbring in blau. Fugenarm
- + Hygienisch, leicht zu reinigen und desinfizierbar
- + Platzsparendes Aluminium-Fußkreuz (ø 540 mm). Weiche Doppelrollen für harte Böden
- + Grosses, abgerundetes Sitzpolster mit extra dicker Komfortpolsterung
- + Kunstlederbezug, abwaschbar und beständig gegen Desinfektionsmittel

20% Rabatt

| Typ | Sitzhöhe mm | Menge pro VE | Bestell Nr. | Preis/VE EUR | Jetzt EUR |
|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| Laborhocker | 450-650 | 1 | 4693916 | 185.00 | 148.00 |



Labor / Medical Sattelhocker

Labor / Medical Sattelhocker mit Rollen

- + Intuitive 3D-Sitzdynamik
- + 3-Zonen Polsterschaum
- + Nahtlose und faltenfreie Polsterung
- + Aluminium Fußkreuz poliert

bimos

20% Rabatt

| Typ | Sitzhöhe mm | Menge pro VE | Bestell Nr. | Preis/VE EUR | Jetzt EUR |
|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| Sattelhocker | 540-800 | 1 | 6521481 | 313.50 | 250.80 |

Laborstühle Labsit

bimos

Labsit ist der Stuhl für jede Art von Labor. Seine intelligente Flexfunktion bietet Komfort und Laborergonomie bei einem Minimum an Einstellaufgaben. Labsit verfügt über alle Eigenschaften, die der Arbeitsplatz Labor verlangt und ist zugleich leicht und universell einsetzbar. So ist Labsit Laborspezialist und Allrounder in einem.

- + Fugenarm dank Hygienic-Design für einfache Reinigung und Desinfektion
- + Desinfizierbar, chemikalienbeständig: Resistent gegen alle gängigen Desinfektionsmittel und Chemikalien
- + Reinraumgeeignet: Für den Einsatz in Reinräumen der Klasse 3 nach ISO 14644-1 zertifiziert
- + Geeignet für Sicherheitsklassen S1, S2 und S3 nach der Biostoff-Verordnung, GMP-konform
- + Die Rückenlehne aus Kunststoff mit ihrer 3D-Flexfunktion passt sich automatisch den Bewegungen an
- + Flexfunktion in der Sitzvorderkante unterstützt das labortypische vorgeneigte Arbeiten
- + Das geringe Gewicht und der integrierte Griff sorgen für maximale Mobilität und einfaches Handling im Labor
- + Der verchromte Fußring bei den hohen Ausführungen bietet Halt durch die breite Auftrittfläche und lässt sich einfach und schnell in der Höhe verstellen
- + Mit dem Siegel Geprüfte Sicherheit (GS-Zeichen)
- + 10 Jahre Garantie, Made in Germany



20% Rabatt

| Farbe | Beschreibung | Sitzhöhe mm | Menge pro VE | Bestell Nr. | Preis/VE EUR | Jetzt EUR |
|--------------|--------------------------------------|-------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| Schwarz/Blau | Kunstleder, mit Rollen | 450-650 | 1 | 6287729 | 220.00 | 176.00 |
| Schwarz/Blau | Kunstleder Sitz-Stop-Rollen, Fußring | 560-810 | 1 | 6287741 | 285.00 | 228.00 |

